

# Stratos® Pro A2... MSCONDI

## Mode d'emploi



---

Informations produit actualisées :  
**[www.knick.de](http://www.knick.de)**

---



**Knick >**

# Garantie. Elimination et récupération.

## A propos de ce mode d'emploi.

### Garantie

Tout défaut constaté dans les 3 ans à dater de la livraison sera réparé gratuitement à réception franco de l'appareil.  
Capteurs, garnitures et accessoires : 1 an.  
Sous réserve de modifications.

### Renvoi sous garantie

Veuillez pour cela contacter le service après-vente. Envoyez l'appareil après l'avoir nettoyé à l'adresse qui vous aura été indiquée. En cas de contact avec le milieu, il est impératif de décontaminer / désinfecter l'appareil avant de le renvoyer. Veuillez dans ce cas joindre une note d'explication au colis pour éviter une mise en danger éventuelle de notre personnel.


### Elimination et récupération

Les règlements nationaux relatifs à l'élimination des déchets et la récupération des matériaux pour les appareils électriques et électroniques doivent être appliqués.

### A propos de ce mode d'emploi :

Ce manuel vous servira d'ouvrage de référence en cas de besoin ; vous n'avez pas besoin de le lire du début à la fin.  
Recherchez une fonction dans l'**index** ou dans la **table des matières**.  
Vous trouverez des informations sur le thème sur la double-page correspondante ; le réglage de la fonction souhaitée est expliqué étape par étape.  
Des numéros de page et des titres de colonnes clairs vous aident à trouver rapidement les informations qui vous intéressent :

Page de gauche :  
Comment trouver  
la fonction que je  
recherche



Page de droite :  
Que puis-je régler  
pour cette fonction

## Certificat d'essai



### CD-ROM

Documentation complète :

- Modes d'emploi
- Consignes de sécurité
- Certificats
- Notices d'utilisation succinctes

### Consignes de sécurité

Langues de l'UE et autres.

- Déclaration de conformité européenne



### Certificats


- IECEX
- ATEX
- FM
- CSA
- NEPSI
- GOST



### Notices d'utilisation succinctes

Premiers pas après l'installation :

- Utilisation
  - Structure des menus
  - Calibrage
  - Instructions de manipulation et messages d'erreur
- En allemand, anglais, français, russe, espagnol, portugais, italien, suédois et néerlandais. D'autres langues sont disponibles sur CD-ROM ou Internet : [www.knick.de](http://www.knick.de)



# Table des matières

---

<b>Contenu de la documentation.....</b>	<b>3</b>
<b>Introduction .....</b>	<b>7</b>
Utilisation conforme.....	7
<b>Consignes de sécurité.....</b>	<b>10</b>
<b>Vue d'ensemble du Stratos Pro A2... MSCONDI.....</b>	<b>12</b>
<b>Montage .....</b>	<b>13</b>
Fournitures.....	13
Schéma de montage, dimensions.....	14
Montage sur mât, auvent de protection .....	15
Montage sur tableau de commande .....	16
<b>Installation.....</b>	<b>17</b>
Consignes d'installation.....	17
Plaques signalétiques / correspondance des bornes .....	18
Câblage du Stratos Pro A2... MSCONDI .....	19
Exemple de câblage : SE 670 (sur RS-485).....	20
<b>Interface utilisateur, clavier .....</b>	<b>22</b>
<b>Afficheur.....</b>	<b>23</b>
Couleur des signaux (rétroéclairage de l'écran).....	23
Mode Mesure .....	24
Sélection du mode / saisie des valeurs .....	25
<b>Rétroéclairage en couleur.....</b>	<b>27</b>
<b>Les modes .....</b>	<b>28</b>
Structure des menus Modes, Fonctions .....	29
L'état HOLD.....	30
Alarme .....	31
Messages Alarme et HOLD .....	32
<b>Configuration .....</b>	<b>34</b>
Structure des menus de configuration .....	34
Changement manuel de jeu de paramètres A/B.....	36
Configuration (modèle à copier) .....	41



Capteur.....	44
Sortie courant 1 .....	50
Sortie courant 2 .....	60
Compensation de température .....	62
Entrée CONTROL.....	66
Alarmes .....	68
Heure et date .....	72
Nom des postes de mesure .....	72
<b>Calibrage .....</b>	<b>75</b>
Sélection du mode Calibrage .....	75
Calibrage avec une solution de calibrage .....	76
Calibrage du produit .....	78
Calibrage par entrée du facteur de cellule .....	80
Calibrage du zéro à l'air / avec une solution de calibrage .....	81
Compensation de la sonde de température .....	82
<b>Mesure .....</b>	<b>83</b>
<b>Diagnostic .....</b>	<b>84</b>
<b>Service .....</b>	<b>89</b>
<b>Etats de fonctionnement .....</b>	<b>92</b>
<b>Gamme de produits et accessoires .....</b>	<b>95</b>
<b>Caractéristiques techniques.....</b>	<b>96</b>
<b>Solutions de calibrage.....</b>	<b>104</b>
<b>Mesure de la concentration.....</b>	<b>106</b>
Courbes de concentration .....	107
<b>Dépannage .....</b>	<b>113</b>
<b>Messages d'erreur .....</b>	<b>114</b>
<b>Sensoface .....</b>	<b>116</b>
<b>FDA 21 CFR Part 11 .....</b>	<b>118</b>
Electronic Signature – codes d'accès .....	118
Audit Trail .....	118

# Table des matières

---

<b>Index .....</b>	<b>119</b>
Termes protégés par le droit d'auteur .....	127
<b>Codes d'accès .....</b>	<b>128</b>

## Utilisation conforme

Le Stratos Pro A2... MCONDI est un appareil à 2 fils fonctionnant avec des capteurs inductifs utilisé pour mesurer la conductivité électrique et la température dans des fluides. Les domaines d'application sont : la biotechnologie, l'industrie chimique, l'environnement, l'agroalimentaire et l'eau / les eaux usées.

## Le boîtier et les possibilités de montage

- Le boîtier (H 148 mm, L 148 mm, P 117 mm) est en matière plastique robuste, il est conçu pour la classe de protection IP 67/NEMA 4X outdoor et est composé de PBT / PC renforcé de fibres de verre. Les ouvertures dans le boîtier permettent les montages suivants :
- Montage sur tableau de commande (découpe 138 mm x 138 mm conf. à DIN 43700), voir p. 16
- Montage mural (avec bouchon pour l'étanchéité du boîtier) voir p. 13
- Montage sur mât (Ø 40 ... 60 mm, □ 30 ... 45 mm) voir p. 15

## L'auvent de protection (accessoire)

L'auvent disponible en option procure une protection supplémentaire contre les intempéries et les dommages mécaniques, voir p. 15.

## Le raccordement des capteurs, passage des câbles

Pour le passage des câbles, le boîtier dispose de

- 3 ouvertures pour passe-câbles M20x1,5
- 2 ouvertures pour NPT 1/2" ou Rigid Metallic Conduit

Pour les installations quasi stationnaires avec des capteurs Memosens, il est recommandé d'utiliser la prise M12 (accessoire ZU 0822) plutôt que le passe-câbles, celle-ci permettant un remplacement aisé du câble du capteur sans ouvrir l'appareil.

## Les capteurs

L'appareil est conçu pour le capteur inductif SE 670 (Knick).

## **L'afficheur**

Un grand écran LCD rétroéclairé avec affichage en texte clair permet une utilisation intuitive. L'utilisateur peut choisir quelles valeurs doivent être affichées en mode Mesure standard («Main Display», voir p. 26).

## **Le rétroéclairage en couleur**

Le rétroéclairage en couleur signale les différents états de fonctionnement (par ex. alarme : rouge, état HOLD : orange, voir p. 27).

## **Les fonctions de diagnostic**

Les dispositifs «Sensocheck» (surveillance automatique du capteur et des fils) et «Sensoface» (représentation claire de l'état du capteur) proposent des fonctions de diagnostic, voir p. 84.

## **Le journal de bord**

Le journal de bord interne (TAN SW-A002) peut gérer jusqu'à 100 enregistrements – et jusqu'à 200 avec l'AuditTrail (TAN SW-A003), voir p. 87.

## **2 jeux de paramètres A, B**

L'appareil offre deux jeux de paramètres sélectionnables via une entrée de commande ou manuellement pour diverses adaptations au processus ou divers états de processus.

Vue d'ensemble des jeux de paramètres (modèle à copier) voir p. 42.

## **Mot de passe**


Il est possible de configurer un mot de passe (Passcode) pour l'attribution de droits d'accès pour l'utilisation de l'appareil, voir p. 91.

## **CT milieu à mesurer : choix de la méthode de compensation**

Choix possibles pour la compensation de température :

linéaire (saisie des coefficients de température), eaux naturelles (nLF), NaCl, voir p. 62.

## Entrées de commande



### I-Input

L'entrée de courant analogique (0) 4 ... 20 mA peut être utilisée pour une compensation de température externe (TAN nécessaire). Voir p. 64.

### HOLD

(entrée de commande numérique libre de potentiel)  
L'entrée HOLD peut être utilisée pour le déclenchement externe de l'état HOLD, voir p. 31.

### CONTROL

(entrée de commande numérique libre de potentiel)  
L'entrée «Control» peut au choix être affectée au changement de jeu de paramètres (A/B) ou à la surveillance du débit, voir p. 66.

## Sorties de signaux

En sortie, l'appareil dispose de deux sorties de courant (permettant de transmettre la valeur mesurée et la température, par ex.). La caractéristique de sortie est réglable (linéaire, bilinéaire ou logarithmique), voir p. 50 et suivantes.

## Options

Des fonctions supplémentaires sont activables par TAN (voir p. 91).

# Consignes de sécurité

---

## **Consignes de sécurité à lire et à respecter impérativement !**

La conception de l'appareil correspond à l'état actuel de la technique et aux règles reconnues de sécurité.

Dans certains cas, son utilisation peut cependant représenter une source de dangers pour l'utilisateur ou de dommages pour l'appareil.

Voir aussi les autres documents (p. 3) :

- «Safety Instructions / Consignes de sécurité»
- «Certificats»



## **PRUDENCE !**

La mise en service doit être effectuée par un spécialiste autorisé par l'exploitant. L'appareil ne peut pas être mis en service ou doit être mis hors service et protégé contre toute mise en service involontaire lorsqu'une utilisation sans risque n'est pas possible. Les causes peuvent en être :

- Endommagement visible de l'appareil
- Défaillance du fonctionnement électrique
- Entreposage de longue durée à des températures inférieures à -30 °C ou supérieures à 70°C
- Sollicitations importantes au cours du transport

Effectuer un essai individuel, avant toute remise en service de l'appareil. Celui-ci doit être réalisé de préférence à l'usine par le fabricant.

## **Remarque :**

Avant la mise en service, assurez-vous de l'admissibilité de la connexion avec d'autres équipements.

## Instructions d'installation pour un usage en atmosphère explosible (Stratos Pro A2... X MSCONDI)

- Lors de l'installation, respecter les dispositions des normes EN 60079-10 / EN 60079-14 ou les réglementations applicables au lieu d'installation. Voir également la documentation séparée «Safety Instructions / Consignes de sécurité».

## Homologations pour utilisation en atmosphère explosible : (Stratos Pro A2... X MSCONDI)

IECEX, ATEX, FM, CSA, NEPSI et GOST (voir document «Certificats»).









Connexion Ex Memosens	U <sub>0</sub> (V)	I <sub>0</sub> (mA)	P <sub>0</sub> (mW)	C <sub>i</sub> (μH)	L <sub>i</sub> (μH)
Stratos Pro A2...X / A2...B	5	124	155	10,6	0



### Remarque importante :

### Spécification du type de protection par l'exploitant !

Pour les appareils avec différents types de protection, l'exploitant doit spécifier le type de protection utilisé pendant l'installation, il utilisera à cet effet les cases situées sur la plaque signalétique :

<b>Knick</b> >	YY	KEMA 08 ATEX 0100		Ex KEM 08.0020
<input type="checkbox"/> A2..X....	<input type="checkbox"/> II 1 G Ex ia IIC T4/	<input type="checkbox"/> II 2(1) G Ex ib [ia] IIC T4	<input checked="" type="checkbox"/> 	<input type="checkbox"/> Ex ib [ia] IIC T4/
No. 12345 / 1234567 / 0845	<input type="checkbox"/> II 1 D Ex iaD 20 IP6x T85°C/	<input type="checkbox"/> II 2 D Ex iaD 21 IP6x T85°C	<input type="checkbox"/> Ex iaD 20 IP6x T85°C	<input type="checkbox"/> Ex iaD 21 IP6x T85°C
-20 ≤ T <sub>a</sub> ≤ +65°C	Electrical data see Control drawing 212.002-100			
				
D-14163 Berlin	Made in Germany	APPROVED	C	US
				
				0044

Plaque signalétique Stratos Pro A2...X placée à l'extérieur, en dessous de la partie avant, avec des cases à cocher après l'installation par l'exploitant pour désigner le mode d'utilisation.


## Bornes :

Bornes à vis pour fils monobrins et multibrins jusqu'à 2,5 mm<sup>2</sup>.

Couple de serrage recommandé pour les vis des bornes : 0,5 ... 0,6 Nm.

# Vue d'ensemble

## Vue d'ensemble du Stratos Pro A2... M5CONDI





## Fournitures

Vérifiez si les fournitures n'ont pas subi de dommages durant le transport et si elles sont complètes !

### La livraison comprend :

- Unité avant, boîtier inférieur, sachet de petites pièces
- Certificat d'essai
- Documentation (cf. page 3)
- CD-ROM




Fig. : Montage des composants du boîtier

- |   |  |
|---|--|
| 1) Shunt (3 unités)   | 6) Tampon de fermeture (1 unité)   |
| 2) Bride intermédiaire (1 unité), pour montage tube : bride intermédiaire entre le boîtier et l'écrou | 7) Caoutchouc de réduction (1 unité)   |
| 3) Attache-câbles (3 unités)  | 8) Passe-câbles à vis (3 unités)   |
| 4) Goupille de charnière (1 unité), enfichable des deux côtés   | 9) Bouchon d'obturation (3 unités)   |
| 5) Vis de boîtier (4 unités)  | 10) Ecrou hexagonal (5 unités)   |
|   | 11) Bouchon d'étanchéité (2 unités), pour l'étanchéification en cas de montage mural |

## Schéma de montage, dimensions





Fig. : Schéma de fixation

## Montage sur mât, auvent de protection



- 1) Collier de serrage avec vis de serrage selon DIN 3017 (2 unités)
- 2) Plaque de montage sur mât (1 unité)
- 3) Pour montage sur mât à la verticale ou à l'horizontale
- 4) Vis autotaraudeuse (4 unités)

Fig. : Kit de montage sur mât, accessoire ZU 0274





Fig. : Auvent de protection (accessoire ZU 0737) pour montage mural et sur mât

## Montage sur tableau de commande



- 1) joint périphérique (1 unité)
- 2) vis (4 unités)
- 3) emplacement du tableau de commande
- 4) verrou (4 unités)
- 5) douille filetée (4 unités)

Découpe du tableau  
138 x 138 mm (DIN 43700)

Fig. : Kit de montage sur tableau de commande, accessoire ZU 0738

## Consignes d'installation

- L'installation de l'appareil doit être effectuée uniquement par des spécialistes qualifiés en observant les règles de sécurité en vigueur et le mode d'emploi !
- Lors de l'installation, il convient de tenir compte des caractéristiques techniques et des valeurs connectées !
- Ne pas entailler les brins des câbles en les dénudant !
- Le courant d'alimentation doit être à isolation galvanique.  
Si ce n'est pas le cas, un élément isolant doit être branché en amont.
- Lors de la mise en service, une programmation complète doit être effectuée par un spécialiste du système !

## Bornes :

acceptent les fils monobrins et multibrins jusqu'à 2,5 mm<sup>2</sup>


## Utilisation en atmosphère explosible :



Pour l'utilisation en atmosphère explosible, consulter le document séparé «Certificats» :

- IECEx
- ATEX
- FM
- CSA
- NEPSI
- GOST

Plaques signalétiques / correspondance des bornes



III. : Correspondance des bornes pour le Stratos Pro A2...

**Knick > CONDI**  
**A201N-CONDI-0**  
No. 12345 / 1234567 / 0832  
-20 ≤ Ta ≤ +65 °C  
D-14163Berlin Made in Germany  
Internet http://www.knick.de knick@knick.de  
CE

III. : Plaque signalétique Stratos Pro A2...N, à l'extérieur, en dessous de la partie avant

**Knick > YY**  
**A2...X-....**  
No. 12345 / 1234567 / 0845  
-20 ≤ Ta ≤ +65 °C  
D-14163Berlin Made in Germany  
KEMA 08 ATEX 0100  
□ II 1 G Ex ia IIC T4/  
□ II 2(1) G Ex ib [ia] IIC T4  
□ II 1 D Ex iaD 20 IP6x T85°C/  
□ II 2 D Ex iaD 21 IP6x T85°C  
Electrical data see Control drawing 212.002-100  
IECEx KEM 08.0020  
□ Ex ib [ia] IIC T4/  
□ Zone 0 Ex ia IIC T4  
□ Ex iaD 20 IP6x T85°C  
CE 0044

III. : Plaque signalétique Stratos Pro A2...X, à l'extérieur, en dessous de la partie avant

Remarque : Spécification du type de protection par l'exploitant !

Pour les appareils avec différents types de protection, l'exploitant doit spécifier le type de protection utilisé pendant l'installation, il utilisera à cet effet les cases situées sur la plaque signalétique.


Voir également le chapitre d'introduction «Consignes de sécurité».

□ FM 3037411/3037411 C  
C I/0/Ex ia IIC T4, Entity C/US IS/I,II,III/1/ABCDEFGF/T4  
C I/2/Ex nA IIC T4 / 22/Ex tD T85°C C/US NI/II/2/ABCD/T4  
C DIP/II,III/2/FG/T4  
US I/0/AEx ia IIC T4, Entity Type 4X  
US I/2/AEx nA IIC T4 / 22/AEx tD T85°C -20 ≤ Ta ≤ +65 °C  
US S/II,III/2/FG/T4 Control drawing 212.002-300

CSA.08.2117513  
IS/I,II,III/1/ABCDEFGF, T4, Ta = 65°C, Entity  
AIS/I,II,III/1/ABCDEFGF T4, Ta = 65°C, Entity  
I/1/AEx ia IIC T4, Ta = 65 °C, Entity  
Enclosure Type 4X  
Control drawing 212.002-330

III. : Exemple d'une plaque d'homologation supplémentaire  
Les données se rapportent à l'appareil correspondant.

## Câblage du Stratos Pro A2... MSCONDI



### Barrette à bornes 1

1 (BN)	+3 V	⚠
2 (GN)	RS 485 A	⚠
3 (YE)	RS 485 B	⚠
4 (WH)	GND/shield	⚠
5	+ input	
6	– input	
7	PA	
8	+out 1,2/HART	
9	– out 1/HART	

### Barrette à bornes 2

10	hold
11	hold
12	n.c.
13	contr
14	contr
15	n.c.
16	n.c.
17	– out 2
18	n.c.

en plus :

2 pointes HART (entre les barrettes à bornes 1 et 2)

⚠ Raccordement du capteur RS-485

III. : Bornes, appareil ouvert, partie arrière de l'unité avant


## Exemple de câblage : SE 670 (sur RS-485)

Application : Conductivité, température

Capteur : SE 670

Attention ! Raccordement à l'interface RS-485 !

Ne pas installer de module de mesure\* !




Le capteur SE 670 est raccordé à l'interface RS-485 de l'appareil de mesure. Lors de la sélection du capteur SE 670 dans le menu Configuration, les valeurs de calibrage par défaut sont automatiquement prises et peuvent ensuite être modifiées par un calibrage.

\*) Le Stratos Pro A2... MSCONDI est destiné au raccordement du capteur SE 670 via l'interface RS-485, il ne dispose pas de module de mesure.






# Interface utilisateur, clavier



- 1 Emetteur / récepteur IrDA
- 2 Afficheur
- 3 Clavier
- 4 Plaque signalétique (bas)

Touche	Fonction
<b>meas</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Revient au niveau précédent dans le menu</li><li>• Passe directement en mode Mesure (pression &gt; 2 s)</li><li>• Mode Mesure : autre affichage</li></ul>
<b>info</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Active les informations</li><li>• Affiche les messages d'erreur</li></ul>
<b>enter</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Configuration : valide les saisies, étape de configuration suivante</li><li>• Calibrage : poursuit le programme</li></ul>
<b>menu</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mode Mesure : active le menu</li></ul>
<b>Touches fléchées haut / bas</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Menu : augmente / diminue la valeur chiffrée</li><li>• Menu : Sélection</li></ul>
<b>Touches fléchées gauche / droite</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Menu : groupe de menus précédent / suivant</li><li>• Saisie de valeurs numériques : vers la gauche/ la droite</li></ul>




- |    |   |    |                      |
|----|---|----|----------------------|
| 1  | Température                               | 13 | Info disponible      |
| 2  | Sensocheck                                | 14 | Etat HOLD actif      |
| 3  | Intervalle / temps de réponse             | 15 | Afficheur principal  |
| 4  | Données du capteur                        | 16 | Afficheur secondaire |
| 5  | Non utilisé                               | 17 | Suite avec enter     |
| 6  | Message seuil :<br>Limit 1 ▼ ou Limit 2 ▲ | 18 | Non utilisé          |
| 7  | Alarme                                    | 19 | Diagnostic           |
| 8  | Service                                   | 20 | Mode Configuration   |
| 9  | Jeu de paramètres                         | 21 | Mode Calibrage       |
| 10 | Calibrage                                 | 22 | Mode Mesure          |
| 11 | Memosens                                  | 23 | Sensoface            |
| 12 | Temps d'attente en cours                  | 24 | Symboles de mesure   |

## Couleur des signaux (rétroéclairage de l'écran)

rouge	Alarme (en cas d'erreur : valeurs clignotantes)
rouge clignotant	Saisie d'une erreur : valeur impossible ou code d'accès erroné
orange	Etat HOLD (calibrage, configuration, service)
bleu turquoise	Diagnostic
vert	Information
violet	Message Sensoface

# Mode Mesure

Après coupure de la tension de service, l'appareil se met automatiquement en mode Mesure. Pour activer le mode Mesure à partir d'un autre mode (Diagnostic ou Service, par ex.) : appuyer longuement sur la touche **meas** (plus de 2 s).



En fonction de la configuration souhaitée, vous pouvez définir l'affichage suivant comme affichage standard pour le mode «Mesure» (voir page 26) :

- Valeur mesurée, heure et température (préréglage)
- Valeur mesurée et sélection du jeu de paramètres A/B ou débit valeur mesurée et nom du poste de mesure («TAG»)
- Heure et date

**Remarque :** Une pression sur la touche **meas** en mode Mesure permet d'afficher pendant env. 60 s. les différents affichages.




Pour adapter l'appareil aux différentes applications, il faut le configurer !

# Sélection du mode / saisie des valeurs


## Sélection du mode :

- 1) Appuyer longuement ( $> 2$  s) sur la touche **meas** (mène directement au mode Mesure)
- 2) Appuyer sur la touche **menu** pour faire apparaître le menu de sélection
- 3) Sélectionner le mode à l'aide des touches fléchées gauche / droite
- 4) Valider le mode sélectionné avec **enter**




## Saisie des valeurs :

- 5) Sélectionner la position du chiffre : touche fléchée gauche / droite
- 6) Modifier la valeur numérique : touche fléchée haut / bas
- 7) Valider la saisie avec **enter**




# Affichage en mode Mesure



L'affichage actif en mode Mesure est appelé MAIN DISPLAY. Pour activer le mode Mesure à partir des autres modes, appuyer longuement sur la touche **meas** (> 2 s).

Touche **meas**


Touche **enter**



**meas**


Une courte pression sur **meas** permet d'activer d'autres affichages, le nom du poste de mesure (TAG) ou le débit (L/h) par exemple.

Ces derniers sont sur fond turquoise et passent en affichage principal au bout de 60 s.



**meas**

**enter**




**env. 2 s.**

Afin de sélectionner un affichage en tant que MAIN DISPLAY, appuyez sur **enter** –


l'écran secondaire affiche "MAIN DISPLAY – NO" – sélectionnez à l'aide des touches curseur **Haut** ou **Bas** "MAIN DISPLAY – YES" et validez avec **enter**.

Le fond de l'écran devient blanc. Cet affichage apparaît à présent en mode Mesure.




## Rétroéclairage en couleur


Le guidage de l'utilisateur grâce à des couleurs garantit une sécurité maximale et une présentation très claire des différents états de fonctionnement. Le mode de mesure normal est rétroéclairé en blanc, tandis que les affichages du mode d'information apparaissent en vert et le menu de diagnostic en bleu turquoise. Dans sa couleur orange, le mode HOLD, par ex. lors des calibrages, est tout aussi visible que la teinte magenta qui attire l'attention sur des messages d'asset management (gestion d'actifs) dédiés au diagnostic prévisionnel – par ex. nécessité d'entretien, préalarme et usure de capteur. L'état d'alarme proprement dit est indiqué à l'écran par une couleur rouge très voyante et s'accompagne de valeurs d'affichage clignotantes. Tout l'écran se met à clignoter en rouge en cas de saisie de données incorrectes ou de codes d'accès erronés afin de réduire sensiblement toute erreur de manipulation.




Blanc :  
Mode Mesure




Rouge clignotant :  
Alarme, erreur




Orange :  
Etat Hold



Magenta :  
Nécessité d'entretien



Bleu turquoise :  
Diagnostic



Vert :  
Textes d'information

# Les modes

---

## Diagnostic

Affichage des données de calibrage et de capteur, exécution d'un autotest de l'appareil, activation des entrées du journal de bord et affichage de la version matérielle / logicielle de chaque élément. Le journal de bord peut saisir jusqu'à 100 entrées (de 00 à 99), directement visibles sur l'appareil. Avec un TAN (en option), il peut être étendu à 200 entrées.

## HOLD

Accès manuel à l'état HOLD, pour opérations d'entretien par ex. Les sorties de signaux adoptent un état défini.

## Calibrage

Chaque capteur dispose de caractéristiques spécifiques. Un calibrage est nécessaire pour pouvoir fournir une valeur de mesure correcte. L'appareil vérifie alors la valeur fournie par le capteur lors d'une mesure dans un milieu connu. En présence d'un écart de valeur, l'appareil peut alors être «ajusté». Dans ce cas, l'appareil affiche la valeur «réelle» et corrige en interne l'erreur de mesure du capteur. Pendant le calibrage, l'appareil passe à l'état HOLD.

**Pendant le calibrage, l'appareil reste en mode Calibrage, jusqu'à ce que l'opérateur le quitte.**

## Configuration

Pour adapter l'appareil aux différentes applications, il faut le configurer. Le mode «Configuration» permet de déterminer le capteur raccordé, la plage à transmettre et le moment d'exécution des messages d'avertissement ou d'alarme. Pendant la configuration, l'appareil passe à l'état HOLD.


**Le mode Configuration se referme automatiquement 20 minutes après la dernière activation d'une touche. L'appareil se met en mode Mesure.**

## Service

Fonctions d'entretien (générateur de courant), mode IrDA, attribution de mots de passe, réinitialisation des réglages d'origine, activation des options (TAN).



# Structure des menus Modes, Fonctions



# L'état HOLD

L'état HOLD est un état de sécurité lors de la configuration et du calibrage. Le courant de sortie est gelé (Last) ou ramené à une valeur fixe (Fix). Pendant l'état HOLD, l'afficheur est rétroéclairé en orange.


Etat HOLD, affichage à l'écran :



## Comportement du signal de sortie

- **Last** : Le courant de sortie est gelé à la dernière valeur. Conseillé avec une configuration courte. Le processus ne doit pas changer de manière notable durant la configuration. Les modifications ne sont pas remarquées dans ce réglage !
- **Fix** : Le courant de sortie est mis à une valeur sensiblement différente de la valeur du processus pour signaler au système de conduite que des travaux sont effectués sur l'appareil.

## Signal de sortie en état HOLD :




## Quitter l'état HOLD

Pour quitter l'état HOLD, passer en mode Mesure (pression prolongée de la touche **meas**). L'écran affiche «Good Bye», puis l'état HOLD se termine. Au moment de quitter le calibrage, le système vous pose une question de sécurité, afin de s'assurer que le poste de mesure est à nouveau opérationnel (par ex. : le capteur a été remonté et se trouve en cours de processus).

## Déclenchement externe de l'état HOLD (SW-A005)

L'état HOLD peut être déclenché de l'extérieur par un signal à l'entrée HOLD (par ex. via le système de conduite du processus).



HOLD inactif	0...2 V CA/CC
HOLD actif	10...30 V CA/CC

## Déclenchement manuel de l'état HOLD

L'état HOLD peut être déclenché manuellement via le menu HOLD. Cela permet, par exemple, de contrôler ou de remplacer des capteurs, sans déclencher de réactions non souhaitées au niveau des sorties. Retour au menu de sélection, avec la touche **meas**.

## Alarme

Dès qu'une erreur se produit, l'écran **Err xx** s'affiche immédiatement. Ce n'est qu'après écoulement du délai imparti, que l'alarme est enregistrée et qu'une entrée dans le journal de bord est générée. En cas d'alarme, l'afficheur de l'appareil clignote, la couleur du rétroéclairage passe à **rouge**.

Les messages d'erreur peuvent par ailleurs être transmis par un signal de 22 mA via le courant de sortie (voir Configuration). Après disparition d'un événement d'erreur, l'état d'alarme disparaît au bout de 2 s env.

# Messages Alarme et HOLD

Message	Déclencheur	Cause
Alarme (22 mA)	Sensocheck	Polarisation / Câble
	Messages d'erreur	Flow (entrée CONTROL)
		ERR 10: conductance > 3500 mS
HOLD (Last/Fix)	HOLD	HOLD par le menu ou l'entrée
	CONF	Configuration
	CAL	Calibrage
	SERVICE	Service

### Générer un message par l'entrée CONTROL

**(Débit min. / débit max.) :**

En fonction du pré réglage dans le menu «Configuration», l'entrée CONTROL peut être affectée au changement de jeu de paramètres ou à la mesure du débit (principe d'impulsions). Si l'entrée est affectée à la mesure du débit


**CONF/CNTR\_IN/CONTROL = FLOW**

une alarme peut être générée en cas de dépassement du débit min. ou max. :

**CONF/ALA/FLOW CNTR = ON**

**CONF/ALA/FLOW min** (saisir la valeur, valeur par défaut : 5 litres/h)

**CONF/ALA/FLOW max** (saisir la valeur, valeur par défaut : 25 litres/h)



# Configuration

## Structure des menus de configuration

L'appareil dispose de 2 jeux de paramètres, «A» et «B». En passant d'un jeu à l'autre, l'appareil peut, par ex., être adapté à deux situations de mesure différentes. Le jeu de paramètres «B» n'autorise que la configuration des paramètres de processus.

Les étapes de configuration sont réunies en groupes de menus.

Les touches fléchées gauche / droite permettent d'aller au groupe de menus suivant ou de revenir au groupe précédent.

Chaque groupe de menus comprend des points de menu pour le réglage des paramètres. Presser **enter** pour ouvrir les points de menu. Utiliser les touches fléchées pour modifier les valeurs et **enter** pour valider/garder les réglages.

Retour à la mesure : **meas** (pression longue > 2 s).

Sélect. groupe menus	Groupe de menus	Code	Afficheur	Sélect. point menu
	Sélection capteur	SNS:		 <b>enter</b> <b>enter</b> <b>enter</b> <b>enter</b>
		Point de menu 1		
		:		
		Point de menu ...		
▶ ↪	Sortie courant 1	OT1:		
▶ ↪	Sortie courant 2	OT2:		
▶ ↪	Compensation	COR:		
▶ ↪	Entrée de commutation (Jeu de paramètres ou mesure du débit)	IN:		
▶ ↪	Mode Alarme	ALA:		◀ ↪
▶ ↪	Réglage de l'horloge	CLK:		◀ ↪
▶ ↪	Nom des postes de mesure	TAG:		◀ ↪


Jeu de paramètres A/B : groupes de menus configurables

L'appareil dispose de 2 jeux de paramètres, «A» et «B». En passant d'un jeu à l'autre, l'appareil peut, par ex., être adapté à deux situations de mesure différentes. Le jeu de paramètres «B» n'autorise que la configuration des paramètres de processus.



Groupe de menus	Jeu de paramètres A	Jeu de paramètres B
SENSOR	Sélection capteur	---
OUT1	Sortie courant 1	Sortie courant 1
OUT2	Sortie courant 2	Sortie courant 2
CORRECTION	Compensation	Compensation
CNTR_IN	Entrée de commutation	---
ALARM	Mode Alarme	Mode Alarme
PARSET	Changement de jeu de paramètres	---
CLOCK	Réglage de l'horloge	---
TAG	Nom du poste de mesure	---

Changement externe du jeu de paramètres A/B

On peut changer de jeu de paramètres A/B au moyen d'un signal externe à l'entrée CONTROL (programmation : CNTR-IN – PARSET).



## Changement manuel de jeu de paramètres A/B

Afficheur	Action	Remarque
	Changement manuel de jeu de paramètres : Appuyer sur <b>meas</b>	Le changement manuel de jeu de paramètres doit être préalablement sélectionné dans CONFIG. Le réglage d'origine est le jeu de paramètres fixe A. Un mauvais réglage des paramètres modifie les caractéristiques de mesure !
	PARSET clignote dans la ligne du bas. Utiliser les touches ◀ et ▶ pour sélectionner le jeu de paramètres	
	Sélection PARSET A / PARSET B Valider avec <b>enter</b> Pour ne pas valider, appuyer sur <b>meas</b>	



Configuration		Sélection	Préréglage
Capteur (SENSOR)			
SNS:			SE 670 SE 655* SE 656* SE 660* OTHER
	OTHER*	RTD TYPE	100PT / 1000PT / 30 NTC
		CELL FACTOR	XX.XXx
		TRANS RATIO	XXX.Xx
	*) Ces capteurs apparaissent dans la sélection menu, mais ne peuvent pas fonctionner sans module de mesure. Le Stratos Pro A2... MSCONDI est destiné au raccordement du capteur SE 670 via l'interface RS-485, il ne dispose pas de module de mesure. Vous pouvez obtenir des informations sur les possibilités d'ajouts d'options et les tarifs correspondants auprès du fabricant (voir au dos de ce mode d'emploi).		
	MEAS MODE		Cond Conc % Sal ‰
	Cond	MEAS RANGE	x.xxx mS/cm xx.xx mS/cm xxx.x mS/cm x.xxx S/m xx.xx S/m
	Conc	Solution	-01- (NaCl) -02- (HCl) -03- (NaOH) -04- (H2SO4) -05- (HNO3) -06- (H2SO4) -07- (HCl) -08- (HNO3) -09- (H2SO4) -10- (NaOH)
	TEMP UNIT		°C / °F
	CIP COUNT		ON/OFF
	SIP COUNT		ON/OFF

# Configuration

Configuration			Sélection	Préréglage
Sortie 1 (OUT1)				
OT1:	CHANNEL		Cond/TMP	Cond
	OUTPUT (uniquement pour Cond)		LIN / BiLIN / LOG	LIN
	LIN	BEGIN 4mA	xxxx	000.0 mS/cm
		END 20 mA	xxxx	100.0 mS/cm
	BiLIN	BEGIN 4 mA		
		END 20 mA		
		CORNER X	Plage de saisie : CHANNEL sélectionné Point angulaire X : BEGIN ≤ CORNER X ≤ END (montant) BEGIN ≥ CORNER X ≥ END (descendant)	
		CORNER Y	Plage de saisie : CHANNEL sélectionné Préréglage : 12 mA Point angulaire Y : (0) 4 mA ≤ CORNER Y ≤ 20 mA	
	LOG	BEGIN (0) 4mA	Décades	
		END 20 mA	Décades	
	TMP °C	BEGIN (0) 4mA	–50...250 °C	
		END 20 mA	–50...250 °C	
	TMP °F	BEGIN (0) 4mA	–58...482 °F	
		END 20 mA	–58...482 °F	
	FILTERTIME		0...120 SEC	0000 SEC
	22mA-FAIL		ON/OFF	OFF
	HOLD MODE		LAST/FIX	LAST
	FIX	HOLD-FIX	4...22 mA	021.0 mA

Configuration			Sélection	Préréglage	
Sortie 2 (OUT2)					
OT2:	CHANNEL		Cond/TMP	TMP	
	... sinon, comme sortie 1				
Compensation de température (CORRECTION)					
COR:	TC SELECT		OFF LIN, NLF, NaCl	OFF	
	LIN	TC LIQUID	00.00 ... 19.99%/K	00.00%/K	
		REF TEMP	000.0 ... 199.9 °C	025.0 °C	
	I-INPUT (uniquement lorsque TEMP EXT a été sélectionné – L'option I-Input doit d'abord être activée)				
	TEMPEXT	I-INPUT		0–20 mA / 4–20 mA	4...20 mA
		°C	BEGIN 4 mA	–50...250 °C	000.0 °C
			END 20 mA	–50...250 °C	100.0 °C
		°F	BEGIN 4 mA	–58...482 °F	
	END 20 mA		–58...482 °F		
	Entrée de commutation (CNTR_IN)				
IN:	CONTROL		Changement de jeu de paramètres (PARSET) ou mesure du débit (FLOW)	PARSET	
	FLOW	FLOW ADJUST	12000 impulsions/litre	0 ... 20000 impulsions/litre	
Alarme (ALARM)					
ALA:	DELAYTIME		0...600 SEC	0010 SEC	
	SENSOCHECK		ON/OFF	OFF	
	FLOW CNTR *)		ON/OFF	OFF	
	ON	FLOW MIN **)	005.0 L/h	0 ... 99.9 L/h	
		FLOW MAX**)	025.0 L/h	0 ... 99.9 L/h	

\*) Les points de menu ne s'affichent qu'en cas de sélection

\*\*) Hystérésis fixe 5 % du seuil

# Configuration

Configuration			Sélection	Préréglage
Jeu de paramètres (PARSET)				
PAR:	Sélection d'un jeu de paramètres fixe (A), ou bascule A/B via entrée Control ou manuellement en mode Mesure		PARSET FIX / CNTR INPUT / MANUAL	PARSET FIX (jeu de paramètres fixe A)
Horloge en temps réel (CLOCK)				
CLK:	FORMAT		24 h / 12 h	
	24 h	TIME hh/mm	00..23:00...59	
	12 h	TIME hh/mm	00...11:00...59 AM/PM:	
	DAY/MONTH		01...31/01...12	
	YEAR		2000...2099	
Nom du poste de mesure (TAG)				
TAG:	(Saisie dans ligne de texte)			—

## Configuration (modèle à copier)

---

L'EEPROM contient deux jeux de paramètres complets. Les deux jeux sont identiques à l'origine mais peuvent ensuite être programmés.

**Remarque :**

Reportez vos données de configuration sur les pages qui suivent ou utilisez-les comme modèle à copier.

# Configuration (modèle à copier)

Paramètre	Jeu de paramètres A	Jeu de paramètres B
SNS: type de capteur		--- *)
SNS: type RTD		---
SNS: facteur de cellule		---
SNS: facteur de transfert		---
SNS: mode Mesure		---
SNS: plage de mesure		---
SNS: détermination de la concentration		---
SNS: unité de température		---
SNS: compteur CIP		---
SNS: compteur SIP		---
OT1: paramètre		
OT1: émission lin/bilin/log		
OT1: début du courant		
OT1: fin du courant		
OT1: (caractéristique bilinéaire) point angulaire X		
OT1: (caractéristique bilinéaire) point angulaire Y		
OT1: temps filtre		
OT1: courant de défaut 22 mA		
OT1: état HOLD		
OT1: courant HOLD-FIX		

## Configuration (modèle à copier)





Paramètre	Jeu A	Jeu B
OT2: paramètre		
OT2: émission lin/bilin/log		
OT2: début du courant		
OT2: fin du courant		
OT2: (uniquement caractéristique bilinéaire) point angulaire X		
OT2: (uniquement caractéristique bilinéaire) point angulaire Y		
OT2: temps filtre		
OT2: courant de défaut 22 mA		
OT2: état HOLD		
OT2: courant HOLD-FIX		
COR: TC SELECT		
COR: coefficient temp.		
COR: température de réf.		
COR: plage de courant.		
COR: début du courant		
COR: fin du courant		
IN: jeu de paramètres A/B ou débit		
IN: (débitmètre) ajustement impulsions/litre		
ALA: temporisation		
ALA: Sensocheck oui/non		
ALA: contrôle du débit FLOW CNTR oui/non		
ALA: débit minimal (hystérésis fixe 5 %)		
ALA: débit maximal (hystérésis fixe 5 %)		
CLK: heure & date		---*)
TAG: nom du poste de mesure		---*)

\*) Ces paramètres ne peuvent pas être configurés dans le jeu de paramètres B, mêmes valeurs que dans le jeu de paramètres A

# Configuration

## Capteur







**Sélection : type de capteur, type de sonde de température, facteur de cellule, facteur de transfert, mode de mesure, plage de mesure**



- 1 Appuyer sur la touche **menu**.
- 2 A l'aide des touches fléchées ◀ ▶, sélectionner **CONF**, appuyer sur **enter**.
- 3 Sélection du jeu de paramètres à l'aide des touches fléchées ◀ ▶, appuyer sur **enter**.
- 4 A l'aide des touches fléchées ◀ ▶, sélectionner le groupe de menus **SENSOR**, appuyer sur **enter**.
- 5 Le code «SNS:» s'affiche pour tous les points de menu de ce groupe.  
Sélection des points de menu avec **enter**, modification avec les touches fléchées (voir page de droite), validation (et suite) avec **enter**.
- 6 Fin : appuyer sur la touche **meas** jusqu'à ce que la barre d'état [meas] apparaisse sur l'afficheur.


5	Type de capteur	enter
	Sonde de température	enter
	Facteur de cellule	enter
	Facteur de transfert	
	Mode Mesure	
	Plage de mesure	
	Détermination de concentration	
	Unité de température	
	Cycles de nettoyage	
	Cycles de stérilisation	



Point de menu	Action	Sélection
Type de capteur 	A l'aide des touches fléchées ▲ ▼, sélectionner le type de capteur SE 670 (préréglage).  Valider avec <b>enter</b>	<b>SE 670</b> SE 655 SE 656 SE 660 OTHER
Sonde de température 	<b>Uniquement si OTHER :</b> A l'aide des touches fléchées ▲ ▼, sélectionner le type de sonde de température utilisée.  Valider avec <b>enter</b>	<b>1000PT</b> 100PT 30 NTC
Facteur de cellule 	A l'aide des touches fléchées ▲ ▼ ◀ ▶, spécifier le facteur de cellule.  Valider avec <b>enter</b>	<b>01.980</b> XX.XXx
Facteur de transfert 	A l'aide des touches fléchées ▲ ▼ ◀ ▶, spécifier le facteur de transfert.  Valider avec <b>enter</b>	<b>120.00</b> XXX.Xx
Mode Mesure 	A l'aide des touches fléchées ▲ ▼, sélectionner le mode de mesure souhaité.  Valider avec <b>enter</b>	<b>Cond</b> Conc % Sal %
Plage de mesure 	<b>Uniquement pour mesure Cond</b>  A l'aide des touches fléchées ▲ ▼, sélectionner la plage de mesure souhaitée.  Valider avec <b>enter</b>	<b>x.xxx mS/cm</b> , xx.xx mS/cm xxx.x mS/cm, x.xxx S/m xx.xx S/m




## Capteur

### Sélection : détermination de la concentration, unité de température






- 1 Appuyer sur la touche **menu**.
- 2 A l'aide des touches fléchées ◀ ▶, sélectionner **CONF**, appuyer sur **enter**.
- 3 Sélection du jeu de paramètres à l'aide des touches fléchées ◀ ▶, appuyer sur **enter**.
- 4 A l'aide des touches fléchées ◀ ▶, sélectionner le groupe de menus **SENSOR**, appuyer sur **enter**.
- 5 Le code «SNS:» s'affiche pour tous les points de menu de ce groupe.  
Sélection des points de menu avec **enter**,  
modification avec les touches fléchées (voir page de droite), validation (et suite) avec **enter**.
- 6 Fin : appuyer sur la touche **meas** jusqu'à ce que la barre d'état [meas] apparaisse sur l'afficheur.

Type de capteur	5	enter
Sonde de température		
Facteur de cellule		
Facteur de transfert		
Mode Mesure		
Plage de mesure		
Détermination de concentration		
Unité de température		
Cycles de nettoyage		
Cycles de stérilisation		

Point de menu	Action	Sélection
Détermination de la concentration 	<b>Uniquement pour mesure Conc</b>  A l'aide des touches fléchées ▲ ▼, sélectionner la solution de concentration souhaitée (plages : voir Annexe).  Valider avec <b>enter</b>	<b>-01- (NaCl)</b> -02- (HCl) -03- (NaOH) -04- (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ) -05- (HNO <sub>3</sub> ) -06- (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ) -07- (HCl) -08- (HNO <sub>3</sub> ) -09- (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ) -10- (NaOH)
Unité de température  	A l'aide des touches fléchées ▲ ▼, sélectionner °C ou °F.          Valider avec <b>enter</b>	<b>°C / °F</b>

## Capteur (uniquement ISM)

Réglage : cycles de nettoyage, cycles de stérilisation





meas



- 1 Appuyer sur la touche **menu**.
- 2 A l'aide des touches fléchées ◀ ▶, sélectionner **CONF**, appuyer sur **enter**.
- 3 Sélection du jeu de paramètres à l'aide des touches fléchées ◀ ▶, appuyer sur **enter**.
- 4 A l'aide des touches fléchées ◀ ▶, sélectionner le groupe de menus **SENSOR**, appuyer sur **enter**.
- 5 Le code «SNS:» s'affiche pour tous les points de menu de ce groupe.  
Sélection des points de menu avec **enter**, modification avec les touches fléchées (voir page de droite), validation (et suite) avec **enter**.
- 6 Fin : appuyer sur la touche **meas** jusqu'à ce que la barre d'état [meas] apparaisse sur l'afficheur.

5	Sélection du type de capteur	enter
	Sélection sonde de température	↩
	Sélection facteur de cellule	↩
	Sélection facteur de transfert	
	Sélection du mode Mesure	
	Sélection de la plage de mesure	
	Détermination de concentration	
	Unité de température	
	Cycles de nettoyage	
	Cycles de stérilisation	

Point de menu	Action	Sélection
<b>CIP / SIP (uniquement ISM)</b>		
Cycles de nettoyage oui/non  	A l'aide des touches fléchées ▲ ▼, sélectionner ON ou OFF. Active ou désactive le proto- cole dans le journal de bord étendu Valider avec <b>enter</b>	ON/OFF
Cycles de stérilisation oui/non  	A l'aide des touches fléchées ▲ ▼, sélectionner ON ou OFF. Active ou désactive le proto- cole dans le journal de bord étendu Valider avec <b>enter</b>	ON/OFF

Consigner les cycles de nettoyage et de stérilisation d'un capteur intégré permet de mesurer la charge de ce dernier.


Applicable pour les applications biologiques (température de processus d'env. 0 à 50 °C, température CIP > 55 °C, température SIP > 115 °C).

### Remarque :

La saisie des cycles CIP ou SIP dans le journal de bord commence seulement 2 heures après le début, afin de s'assurer qu'il s'agit bien d'un cycle complet.

## Sortie courant 1




Plage de courant de sortie. Linéaire / Logarithmique. Début du courant.



- 1 Appuyer sur la touche **menu**.
- 2 A l'aide des touches fléchées ◀ ▶, sélectionner **CONF**, appuyer sur **enter**.
- 3 Sélection du jeu de paramètres à l'aide des touches fléchées ◀ ▶, appuyer sur **enter**.
- 4 A l'aide des touches fléchées ◀ ▶, sélectionner le groupe de menus **OUT1**, appuyer sur **enter**.
- 5 Le code «OT1» s'affiche pour tous les points de menu de ce groupe.  
Sélection des points de menu avec **enter**, modification avec les touches fléchées (voir page de droite), validation (et suite) avec **enter**.
- 6 Fin : appuyer sur la touche **meas** jusqu'à ce que la barre d'état [meas] apparaisse sur l'afficheur.


	<b>5</b>
Paramètre	<b>enter</b>
Sortie LIN/biLIN/LOG*	<b>enter</b>
Début du courant	
Fin du courant	
Constante de temps filtre de sortie	
Courant de sortie avec message d'erreur	
Courant de sortie avec HOLD	
Courant de sortie avec HOLD FIX	

\*) uniquement pour Cond

Point de menu	Action	Remarque
Paramètre 	Sélectionner à l'aide des touches fléchées ▲ ▼ : Cond: conductivité TMP: température Valider avec <b>enter</b> Sélectionner ensuite la caractéristique (LIN/biLIN/LOG).	*) Décades possibles pour configuration logarithmique (LOG) : S/cm: 0.001 mS/cm, 0.01 mS/cm, 0.1 mS/cm, 1.0 mS/cm, 10.0 mS/cm, 100.0 mS/cm, 1000 mS/cm S/m: 0.001 S/m, 0.01 S/m, 0.1 S/m, 1.0 S/m, 10.0 S/m, 100 S/m
Début du courant 	A l'aide des touches fléchées ▲ ▼ changer la position, à l'aide des touches fléchées ◀ ▶ sélectionner une autre position. Valider avec <b>enter</b>	Saisie pour le paramètre/la plage sélectionné(e) Au cas où la plage sélectionnée est dépassée, l'appareil passe automatiquement à la plage supérieure suivante (Autorange)
Fin du courant 	A l'aide des touches fléchées ▲ ▼ ◀ ▶, spécifier la valeur  Valider avec <b>enter</b>	Saisie pour le paramètre/la plage sélectionné(e) Au cas où la plage sélectionnée est dépassée, l'appareil passe automatiquement à la plage supérieure suivante (Autorange)


## Correspondance des valeurs mesurées : début du courant et fin du courant

Exemple 1 : plage de mesure 0...200 mS/cm




Exemple 2 : plage de mesure 100...200 mS/cm

Avantage : résolution plus élevée dans la plage considérée



## Sortie courant 1

### Caractéristique courant de sortie, bilinéaire






- 1 Appuyer sur la touche **menu**.
- 2 A l'aide des touches fléchées ◀ ▶, sélectionner **CONF**, appuyer sur **enter**.
- 3 Sélection du jeu de paramètres à l'aide des touches fléchées ◀ ▶, appuyer sur **enter**.
- 4 A l'aide des touches fléchées ◀ ▶, sélectionner le groupe de menus **OUT1**, appuyer sur **enter**.
- 5 Le code «OT1» s'affiche pour tous les points de menu de ce groupe.  
Sélection des points de menu avec **enter**, modification avec les touches fléchées (voir page de droite), validation (et suite) avec **enter**.
- 6 Fin : appuyer sur la touche **meas** jusqu'à ce que la barre d'état [meas] apparaisse sur l'afficheur.

Paramètre	5
Sortie LIN/biLIN/LOG*	enter
Début du courant	enter
Fin du courant	
Bilinéaire : point angulaire X	
Bilinéaire : point angulaire Y	
Constante de temps filtre de sortie	
Courant de sortie avec message d'erreur	
Courant de sortie avec HOLD	
Courant de sortie avec HOLD FIX	

\*) uniquement pour Cond




Point de menu	Action	Sélection
Caractéristique courant de sortie 	Sélectionner à l'aide des touches fléchées ◀ ▶, valider avec <b>enter</b>	<b>LIN</b> Caractéristique linéaire biLIN Caractéristique bilinéaire LOG Caractéristique logarithmique
Début et fin du courant 	A l'aide des touches fléchées ▲ ▼ ◀ ▶, spécifier la valeur  Valider avec <b>enter</b>	Saisie pour le paramètre/ la plage sélectionné(e) Au cas où la plage sélectionnée est dépassée, l'appareil passe automatiquement à la plage supérieure suivante (Autorange)
Caractéristique bilinéaire : point angulaire X/Y 	A l'aide des touches fléchées ▲ ▼ ◀ ▶, spécifier la valeur  Valider avec <b>enter</b>	Saisie pour le point angulaire souhaité de la caractéristique bilinéaire «Corner X» (paramètre) et «Corner Y» (courant de sortie) – voir illustration ci-dessous.

## Point angulaire caractéristique bilinéaire

Courant de sortie

[mA]



Exemple :

Plage de courant 4 ... 20 mA,

Début du courant : 0  $\mu\text{S/cm}$ ,

Fin du courant : 200  $\mu\text{S/cm}$

Point angulaire :

«CORNER X» : 10  $\mu\text{S/cm}$  (paramètre),

«CORNER Y» : 12 mA (courant de sortie).

Le courant de sortie varie donc beaucoup plus dans la plage de 0 à 10  $\mu\text{S/cm}$  que dans la plage 10 à 200  $\mu\text{S/cm}$ .

Paramètre  
[ $\mu\text{S/cm}$ ]

# Caractéristique logarithmique

Le déroulement non linéaire du courant de sortie permet d'effectuer des mesures sur plusieurs décades, par ex. de mesurer de très petites valeurs de conductivité avec une résolution élevée ainsi que des valeurs de conductivité élevées (à faible résolution). Réglages nécessaires : valeurs initiale et finale

## Valeurs initiale et finale possibles

La valeur initiale doit être plus faible que la valeur finale (au moins une décade). La valeur initiale et la valeur finale doivent être toutes deux indiquées dans la même unité (soit  $\mu\text{S}/\text{cm}$ , soit  $\text{S}/\text{m}$ , voir liste) :

0,001 mS/cm	0,001 S/m
0,01 mS/cm	0,01 S/m
0,1 mS/m	0,1 S/m
	1,0 S/m
	10,0 S/m
	100 S/m


**La valeur initiale** est la valeur de décade qui se trouve juste en dessous de la plus petite valeur mesurée.




**La valeur finale** est la valeur de décade qui se trouve juste au-dessus de la plus grande valeur mesurée.

Le nombre de décades résulte de :  
Nombre de décades =  $\log(\text{valeur finale}) - \log(\text{valeur initiale})$

La valeur du courant de sortie est définie comme suit :

$$\text{Courant de sortie} = 16 \text{ mA} * \frac{\log(\text{valeur mesurée}) - \log(\text{valeur initiale})}{\text{Nombre de décades}} + 4 \text{ mA}$$



Point de menu	Action	Sélection
Caractéristique logarithmique courant de sortie 	Sélectionner à l'aide des touches fléchées ◀ ▶, valider avec <b>enter</b>	<b>LOG</b> Caractéristique logarithmique  biLIN Caractéristique bilinéaire  LIN Caractéristique linéaire
Valeur initiale 	A l'aide des touches fléchées ▲ ▼ ◀ ▶, spécifier la valeur  Valider avec <b>enter</b>	Saisie pour la valeur initiale de la caractéristique de sortie logarithmique
Valeur finale 	A l'aide des touches fléchées ▲ ▼ ◀ ▶, spécifier la valeur  Valider avec <b>enter</b>	Saisie pour la valeur finale de la caractéristique de sortie logarithmique

### Valeurs initiale et finale possibles pour caractéristique logarithmique

**S/cm :**





0.001 mS/cm, 0.01 mS/cm, 0.1 mS/cm

**S/m :**

0.001 S/m, 0.01 S/m, 0.1 S/m, 1.0 S/m, 10.0 S/m, 100 S/m

## Sortie courant 1

### Configuration de la constante de temps du filtre de sortie




- 1 Appuyer sur la touche **menu**.
- 2 A l'aide des touches fléchées ◀ ▶, sélectionner **CONF**, appuyer sur **enter**.
- 3 Sélection du jeu de paramètres à l'aide des touches fléchées ◀ ▶, appuyer sur **enter**.
- 4 A l'aide des touches fléchées ◀ ▶, sélectionner le groupe de menus **OUT1**, appuyer sur **enter**.
- 5 Le code «OT1» s'affiche pour tous les points de menu de ce groupe.  
Sélection des points de menu avec **enter**, modification avec les touches fléchées (voir page de droite), validation (et suite) avec **enter**.
- 6 Fin : appuyer sur la touche **meas** jusqu'à ce que la barre d'état [meas] apparaisse sur l'afficheur.

5

Paramètre	enter
Sortie LIN/biLIN/LOG	
Début du courant	
Fin du courant	
Constante de temps filtre de sortie	
Courant de sortie avec message d'erreur	
Courant de sortie avec HOLD	
Courant de sortie avec HOLD FIX	

Point de menu	Action	Sélection
Constante de temps filtre de sortie	A l'aide des touches fléchées ▲ ▼ ◀ ▶, spécifier la valeur  Valider avec <b>enter</b>	0...120 SEC <b>(0000 SEC)</b>




### Constante de temps filtre de sortie

Un filtre passe-bas à constante de temps réglable peut être activé pour stabiliser la sortie de courant. Quand un saut se produit en entrée (100 %), le niveau en sortie lorsque la constante de temps est atteinte est de 63 %. La constante de temps peut être réglée entre 0 et 120 s. Si elle est réglée sur 0 s, la sortie de courant suit directement l'entrée.

#### Remarque :





Le filtre agit uniquement sur la sortie de courant et non pas sur l'afficheur ou les seuils !

Pour la durée de HOLD, le calcul de filtre est désactivé, afin qu'aucun saut ne se produise en entrée.






## Sortie courant 1

### Courant de sortie avec Error et HOLD.




- 1 Appuyer sur la touche **menu**.
- 2 A l'aide des touches fléchées ◀ ▶, sélectionner **CONF**, appuyer sur **enter**.
- 3 Sélection du jeu de paramètres à l'aide des touches fléchées ◀ ▶, appuyer sur **enter**.
- 4 A l'aide des touches fléchées ◀ ▶, sélectionner le groupe de menus **OUT1**, appuyer sur **enter**.
- 5 Le code «OT1» s'affiche pour tous les points de menu de ce groupe.  
Sélection des points de menu avec **enter**, modification avec les touches fléchées (voir page de droite), validation (et suite) avec **enter**.
- 6 Fin : appuyer sur la touche **meas** jusqu'à ce que la barre d'état [meas] apparaisse sur l'afficheur.

	5
Paramètre	enter
Sortie LIN/biLIN/LOG	
Début du courant	
Fin du courant	
Constante de temps filtre de sortie	
Courant de sortie avec message d'erreur	
Courant de sortie avec HOLD	
Courant de sortie avec HOLD FIX	

Point de menu	Action	Sélection
Courant de sortie avec message d'erreur 	A l'aide des touches fléchées ▲ ▼, sélectionner ON (22 mA avec message d'erreur) ou OFF. Valider avec <b>enter</b>	ON/OFF
Courant de sortie avec HOLD 	LAST: en état Hold, la dernière valeur mesurée est maintenue en sortie. FIX: en état HOLD, une valeur (à spécifier) est maintenue en sortie. Sélection avec ▲ ▼ Valider avec <b>enter</b>	LAST/FIX
Courant de sortie avec HOLD FIX 	Uniquement pour sélection de FIX: Saisie du courant souhaité en sortie dans l'état HOLD A l'aide des touches fléchées ▲ ▼ ◀ ▶, spécifier la valeur Valider avec <b>enter</b>	04.00...22.00 mA (21.00 mA)


### Signal de sortie en état HOLD :

Courant de sortie [mA]



## Sortie courant 2


### Plage de courant de sortie. Paramètre . . .



- 1 Appuyer sur la touche **menu**.
- 2 A l'aide des touches fléchées ◀ ▶, sélectionner **CONF**, appuyer sur **enter**.
- 3 Sélection du jeu de paramètres à l'aide des touches fléchées ◀ ▶, appuyer sur **enter**.
- 4 A l'aide des touches fléchées ◀ ▶, sélectionner le groupe de menus **OUT2** appuyer sur **enter**.
- 5 Le code «OT2:» s'affiche pour tous les points de menu de ce groupe.  
Sélection des points de menu avec **enter**, modification avec les touches fléchées (voir page de droite), validation (et suite) avec **enter**.
- 6 Fin : appuyer sur la touche **meas** jusqu'à ce que la barre d'état [meas] apparaisse sur l'afficheur.

Paramètre	5	enter
Sortie LIN/biLIN/LOG		
Début du courant		
Fin du courant		
Bilinéaire : point angulaire X		
Bilinéaire : point angulaire Y		
Constante de temps filtre de sortie		
Courant de sortie avec message d'erreur		
Courant de sortie avec HOLD		
Courant de sortie avec HOLD FIX		





Point de menu	Action	Sélection
Paramètre 	Sélectionner à l'aide des touches fléchées ▲ ▼ : Cond: conductivité TMP: température  Valider avec <b>enter</b>	Cond/ <b>TMP</b> Begin: 0 °C End: 100°C
<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>•</li> <li>•</li> </ul>		

**Effectuer tous les autres réglages comme pour la sortie de courant 1 (s'y référer) !**

## Compensation de température






Choix de la méthode de compensation. CT milieu à mesurer.



- 1 Appuyer sur la touche **menu**.
- 2 A l'aide des touches fléchées ◀ ▶, sélectionner **CONF**, appuyer sur **enter**.
- 3 Sélection du jeu de paramètres à l'aide des touches fléchées ◀ ▶, appuyer sur **enter**.
- 4 A l'aide des touches fléchées ◀ ▶, sélectionner le groupe de menus **CORRECTION**, appuyer sur **enter**.
- 5 Le code «COR:» s'affiche pour tous les points de menu de ce groupe.  
Sélection des points de menu avec **enter**, modification avec les touches fléchées (voir page de droite), validation (et suite) avec **enter**.
- 6 Fin : appuyer sur la touche **meas** jusqu'à ce que la barre d'état [meas] apparaisse sur l'afficheur.




5

Compensation de température	enter
Entrée de courant :	
mesure de température externe	
Début du courant	
Fin du courant	

Point de menu	Action	Sélection
Compensation de température	<p>A l'aide des touches fléchées ◀ ▶, sélectionner la compensation souhaitée :</p> <p><b>OFF</b> : compensation de température désactivée</p> <p><b>LIN</b> : compensation de température linéaire avec saisie du coefficient de température</p> <p><b>nLF</b> : compensation de température pour eaux naturelles selon EN 27888</p> <p><b>NaCl</b> : de 0 à 26 % poids (0 à 120 °C)</p> <p>Valider avec <b>enter</b></p>	  
Compensation de température du milieu à mesurer 	<p><b>Uniquement pour compensation linéaire :</b></p> <p>1ère étape : Saisie de la compensation de température du milieu à mesurer.</p> <p>2ème étape : Saisie de la température de référence</p> <p>A l'aide des touches fléchées ▲ ▼ ◀ ▶, saisir la valeur.</p> <p>Valider avec <b>enter</b></p> <p>Plage adm. 0 à 199,9 °C</p>	00.00...19.99 %/K
Saisie de la température de référence 		

## Compensation de température

Entrée de courant : mesure de température.






- 1 Appuyer sur la touche **menu**.
- 2 A l'aide des touches fléchées ◀ ▶, sélectionner **CONF**, appuyer sur **enter**.
- 3 Sélection du jeu de paramètres à l'aide des touches fléchées ◀ ▶, appuyer sur **enter**.
- 4 A l'aide des touches fléchées ◀ ▶, sélectionner le groupe de menus **CORRECTION**, appuyer sur **enter**.
- 5 Le code «COR:» s'affiche pour tous les points de menu de ce groupe.  
Sélection des points de menu avec **enter**,  
modification avec les touches fléchées (voir page de droite), validation (et suite) avec **enter**.
- 6 Fin : appuyer sur la touche **meas** jusqu'à ce que la barre d'état [meas] apparaisse sur l'afficheur.

5

enter





Compensation de température
Entrée de courant : mesure de température externe (si activé via TAN)
Début du courant
Fin du courant

Point de menu	Action	Sélection
<b>Pour mesure de température externe (entrée courant activée via TAN) :</b>		
Plage de courant 	A l'aide des touches fléchées ▲ ▼ , sélectionner la plage souhaitée.  Valider avec <b>enter</b>	<b>4-20 mA</b> / 0-20 mA
Début du courant 	A l'aide des touches fléchées ▲ ▼ changer la position, à l'aide des touches fléchées ◀ ▶ sélectionner une autre position.  Valider avec <b>enter</b>	Plage de saisie : -50...250 °C / -58...482 °F
Fin du courant 	A l'aide des touches fléchées ▲ ▼ ◀ ▶ , saisir la valeur.  Valider avec <b>enter</b>	Plage de saisie : -50...250 °C / -58...482 °F

# Configuration

## Entrée CONTROL




### Changement de jeu de paramètres via un signal externe ou mesure du débit



- 1 Appuyer sur la touche **menu**.
- 2 A l'aide des touches fléchées ◀ ▶, sélectionner **CONF**, appuyer sur **enter**.
- 3 Sélection du jeu de paramètres à l'aide des touches fléchées ◀ ▶, appuyer sur **enter**.
- 4 A l'aide des touches fléchées ◀ ▶, sélectionner le groupe de menus **CNTR\_IN**, appuyer sur **enter**.
- 5 Le code «IN» s'affiche pour tous les points de menu de ce groupe.  
Sélection des points de menu avec **enter**, modification avec les touches fléchées (voir page de droite). Validation (et suite) avec **enter**.
- 6 Fin : appuyer sur la touche **meas** jusqu'à ce que la barre d'état [meas] apparaisse sur l'afficheur.

5

Entrée CONTROL (fonction)	enter
PARSET / FLOW	
FLOW: ADJUST	

Point de menu	Action	Sélection
Sélection fonction Entrée CONTROL 	Sélectionner à l'aide des touches fléchées ◀ ▶, valider avec <b>enter</b>	<b>PARSET</b> (Sélection du jeu de paramètres A/B au moyen d'un signal externe à l'entrée CONTROL)
		Flow (pour raccordement de débitmètre selon le principe d'impulsions)
Ajustage pour adaptation au débitmètre : 	<b>En cas de sélection «Flow»,</b> vous devez effectuer un ajustage pour adapter les réglages aux différents débitmètres. Spécifier la valeur à l'aide des touches fléchées, valider avec <b>enter</b>	<b>12000 impulsions/litre</b>

Il est possible de configurer une surveillance du débit dans le menu Alarme. Si CONTROL est réglé sur FLOW, il est possible de spécifier 2 seuils supplémentaires pour le débit maximal et le débit minimal.

Au cas où la valeur mesurée se trouve en dehors de cette fenêtre, un message d'alarme est émis et s'il est programmé, un signal d'erreur 22 mA est généré.

#### Affichage

Mesure du débit en mode Mesure






#### Affichage

Mesure du débit (contrôle capteur)



## Alarmes



### Temporisation. Sensocheck.



- 1 Appuyer sur la touche **menu**.
- 2 A l'aide des touches fléchées ◀ ▶, sélectionner **CONF**, appuyer sur **enter**.
- 3 Sélection du jeu de paramètres à l'aide des touches fléchées ◀ ▶, appuyer sur **enter**.
- 4 A l'aide des touches fléchées ◀ ▶, sélectionner le groupe de menus **ALARM**, appuyer sur **enter**.
- 5 Le code «ALA:» s'affiche pour tous les points de menu de ce groupe.  
Sélection des points de menu avec **enter**, modification avec les touches fléchées (voir page de droite), validation (et suite) avec **enter**.
- 6 Fin : appuyer sur la touche **meas** jusqu'à ce que la barre d'état [meas] apparaisse sur l'afficheur.

5	enter
ALARM: temporisation	
Alarme : Sensocheck	
Alarme : entrée CONTROL	
En cas de surveillance du débit : alarme débit max.	
En cas de surveillance du débit : alarme débit min.	






Point de menu	Action	Sélection
Temporisation 	A l'aide des touches fléchées ▲ ▼ ◀ ▶, saisir la valeur. Valider avec <b>enter</b>	0...600 SEC <b>(010 SEC)</b>
Sensocheck 	Sélection Sensocheck (surveillance continue du capteur). A l'aide des touches fléchées ▲ ▼, sélectionner ON ou OFF. Valider avec <b>enter</b> (Sensoface s'active en même temps. Sur OFF, Sensoface se désactive également.)	<b>ON/OFF</b>

Les messages d'erreur peuvent être signalés par un signal de 22 mA via le courant de sortie (voir Messages d'erreur et Configuration sortie 1 / sortie 2).

**La temporisation d'alarme** retarde le rétroéclairage rouge de l'afficheur et le signal 22 mA (si configuré).


## Alarmes

### Entrée CONTROL (FLOW MIN, FLOW MAX)



- 1 Appuyer sur la touche **menu**.
- 2 A l'aide des touches fléchées ◀ ▶, sélectionner **CONF**, appuyer sur **enter**.
- 3 Sélection du jeu de paramètres à l'aide des touches fléchées ◀ ▶, appuyer sur **enter**.
- 4 A l'aide des touches fléchées ◀ ▶, sélectionner le groupe de menus **ALARM**, appuyer sur **enter**.
- 5 Le code «ALA:» s'affiche pour tous les points de menu de ce groupe.  
Sélection des points de menu avec **enter**, modification avec les touches fléchées (voir page de droite), validation (et suite) avec **enter**.
- 6 Fin : appuyer sur la touche **meas** jusqu'à ce que la barre d'état [meas] apparaisse sur l'afficheur.




5	ALARM: temporisation	enter
	Alarme: Sensocheck	
	Alarme : entrée CONTROL	
	En cas de surveillance du débit : alarme débit max.	
	En cas de surveillance du débit : alarme débit min.	

Point de menu	Action	Sélection
Entrée CONTROL 	L' <b>entrée CONTROL</b> peut générer une alarme si «FLOW» (surveillance du débit) a été préréglé dans le menu CONF : <b>FLOW CNTR</b> <b>Surveillance du débit</b> : permet la surveillance du débit minimal et maximal (compteur d'impulsions)	ON/OFF  (FLOW MIN, FLOW MAX.)
Alarme Débit minimal <b>FLOW MIN</b>	Saisir valeur	Préréglage 05,00 litres/h
Alarme Débit maximal <b>FLOW MAX</b>	Saisir valeur	Préréglage 25,00 litres/h

# Configuration

## Heure et date

## Nom des postes de mesure



- 1 Appuyer sur la touche **menu**.
- 2 A l'aide des touches fléchées ◀ ▶, sélectionner **CONF**, appuyer sur **enter**.
- 3 Sélection du jeu de paramètres A à l'aide des touches fléchées ◀ ▶, appuyer sur **enter**.
- 4 A l'aide des touches fléchées ◀ ▶, sélectionner le groupe de menus **CLOCK**, ou **TAG**, appuyer sur **enter**.
- 5 Le code «CLK:» ou «TAG» apparaît sur l'afficheur pour tous les points de menu de ce groupe. Sélection des points de menu avec la touche **enter**, modification avec les touches fléchées (voir la page de droite). Validation (et suite) avec **enter**.
- 6 Quitter : appuyer sur la touche **meas** jusqu'à ce que la barre d'état [meas] apparaissent sur l'afficheur.

5

Format de temps	enter
Heure	↻
Jour et mois	↻
Année	
Nom des postes de mesure	

## Heure et Date

L'heure et la date de l'horloge en temps réel intégrée sont à la base de la commande des cycles de calibrage et de nettoyage.

En mode Mesure, l'heure apparaît également sur l'afficheur.

Dans le cas de capteurs numériques, les données de calibrage s'inscrivent dans la tête du capteur.

En outre, les enregistrements dans le journal de bord (cf. Diagnostic) sont dotés d'un horodateur.

### Remarque :

- Le système ne passe pas de l'heure d'hiver à l'heure d'été !  
Il faut donc le faire manuellement !

## Nom des postes de mesure («TAG»)


La ligne située en bas de l'afficheur vous permet d'attribuer un nom au poste de mesure. Il peut être composé de 32 caractères max.

En appuyant (plusieurs fois) sur **meas** en mode Mesure, il est possible d'afficher le nom du poste de mesure.

Le «TAG», en tant que partie de la configuration de l'appareil, peut être lu via IrDA.

La dénomination normalisée est utile pour, par ex., identifier correctement un appareil devant être remonté, après une réparation.

5

Point de menu	Action	Sélection
<p>Nom des postes de mesure</p> 	<p>A l'aide des touches fléchées ▲ ▼, sélectionner les lettres/chiffres/caractères, à l'aide des touches fléchées ◀ ▶, passer à la position suivante.</p> <p>Validation avec <b>enter</b></p>	<p>A...Z, 0...9, - + &lt; &gt; ? / @</p> <p>Les 10 premiers caractères apparaissent sur l'afficheur sans barre de défilement latérale.</p>


---

**Remarque :**

Toutes les opérations de calibrage doivent être effectuées par du personnel qualifié. Des paramètres mal réglés peuvent passer inaperçus mais modifient les caractéristiques de mesure.

Le calibrage peut se faire par :

- Détermination du facteur de cellule avec une solution de calibrage connue en tenant compte de la température
- Spécification du facteur de cellule (par ex. pour cellules d'eau ultra-pure)
- Prélèvement d'échantillon (calibrage du produit)
- Calibrage du zéro à l'air ou avec une solution de calibrage
- Compensation de la sonde de température

**Remarque :**

Si le capteur est utilisé dans des supports de section  $A < 110$  mm, il faut prévoir pour le récipient de calibrage la même section et la même composition (métal/plastique).

## Sélection du mode Calibrage

Le calibrage permet d'adapter l'appareil aux caractéristiques spécifiques du capteur.

Le calibrage peut être protégé par un code d'accès (menu SERVICE).

Dans le menu Calibrage, sélectionnez d'abord le mode de calibrage :

CAL_SOL	Calibrage avec une solution de calibrage
CAL_CELL	Calibrage par saisie du facteur de cellule
P_CAL	Calibrage du produit (cal. par prélèvement d'échantillon)
CAL_ZERO	Calibrage du zéro
CAL_RTD	Compensation de la sonde de température




## Calibrage avec une solution de calibrage

Saisie de la valeur correcte de la solution de calibrage en fonction de la température avec affichage du facteur de cellule.




Ce calibrage est effectué avec des solutions de calibrage connues avec les valeurs de conductivité en fonction de la température correspondantes (voir les tableaux Solutions de calibrage en annexe). La température doit rester stable durant le calibrage.

### Remarque :

En cas d'utilisation des supports à passage ARF 210/215, il est recommandé d'effectuer le calibrage dans les récipients fournis afin d'éviter toute erreur de calibrage (mêmes dimensions et matériaux).

Afficheur	Action	Remarque
	Sélectionner Calibrage. Continuer avec <b>enter</b> Sélectionner la méthode de calibrage CAL_SOL. Continuer avec <b>enter</b>	
	Prêt pour le calibrage. Le sablier clignote.	Affichage (3 s) L'appareil se trouve alors dans l'état HOLD.
	Plonger le capteur dans la solution de calibrage. Saisissez à l'aide des touches fléchées la valeur correcte de la solution de calibrage en fonction de la température (voir tableau en annexe). Valider avec <b>enter</b>	Ligne inférieure : affichage du facteur de cellule et de la température



Afficheur	Action	Remarque
	Le facteur de cellule et le zéro sont affichés. Le symbole «sablier» clignote.	
	A l'aide des touches fléchées, sélectionnez : • Repeat (pour recommencer le calibrage) ou • Mesure. Valider avec <b>enter</b>	
	Après avoir sélectionné MEAS : Terminer le calibrage avec <b>enter</b> .	Affichage du paramètre sélectionné, Sensoface est actif Une fois le calibrage terminé, les sorties restent encore dans l'état HOLD pendant un bref délai. L'appareil affiche GOOD BYE et passe ensuite automatiquement en mode Mesure.

## Calibrage du produit

(par prélèvement d'échantillon)

Le calibrage du produit est effectué de manière non compensée pour le paramètre Cond (mS/cm, S/m). Le capteur reste dans le milieu de mesure durant le calibrage du produit. Le processus de mesure n'est interrompu que brièvement.




### Déroulement :







1) La mesure de l'échantillon est effectuée en laboratoire ou sur place avec un appareil de mesure portable à piles. Pour un calibrage précis, la température de l'échantillon doit correspondre à la température de mesure du processus.

Lors du prélèvement de l'échantillon, l'appareil enregistre la valeur actuelle et poursuit en mode Mesure, la barre d'état «Calibrage» clignote ensuite.

2) La seconde étape consiste à entrer la valeur mesurée de l'échantillon dans l'appareil. A partir de la différence entre la valeur mesurée enregistrée et la valeur mesurée de l'échantillon, l'appareil détermine le nouveau facteur de cellule.






Si l'échantillon est incorrect, on peut reprendre la valeur mémorisée lors du prélèvement d'échantillon. Les anciennes valeurs de calibrage sont alors mises en mémoire. Un nouveau calibrage du produit peut ensuite être lancé.

Afficheur	Action	Remarque
	Sélectionner Calibrage. Continuer avec <b>enter</b> Sélectionner la méthode de calibrage P_CAL. Continuer avec <b>enter</b>	
	Prêt pour le calibrage. Le sablier clignote.	Affichage (3 s) L'appareil se trouve alors dans l'état HOLD.
	Prélèvement d'échantillon et mise en mémoire de la valeur. Continuer avec <b>enter</b>	L'échantillon peut maintenant être mesuré en laboratoire.

Afficheur	Action	Remarque
	L'appareil retourne au mode Mesure.	La barre d'état CAL clignote pour signaler que le calibrage sur échantillon n'est pas encore terminé.
	<b>Calibrage du produit 2ème étape :</b> Lorsque la valeur de l'échantillon est connue, activer une nouvelle fois le calibrage du produit.	Affichage (3 s) L'appareil se trouve alors dans l'état HOLD.
	La valeur enregistrée s'affiche (en clignotant) et peut être remplacée par la valeur de laboratoire. Continuer avec <b>enter</b>	
	Affichage du facteur de cellule déterminé et du point zéro (rapporté à 25° C). Sensoface est actif. Appuyer sur <b>enter</b> .	Répéter le calibrage : sélectionner REPEAT, puis <b>enter</b>
	Fin du calibrage : Sélectionner MEAS, <b>enter</b>	
	Une fois le calibrage terminé, l'appareil affiche la mesure.	Une fois le calibrage terminé, les sorties restent encore dans l'état HOLD pendant un bref délai.






## Calibrage par entrée du facteur de cellule

La valeur du facteur de cellule d'un capteur peut être saisie directement. Cette valeur doit être connue, donc par ex. avoir été déterminée auparavant en laboratoire. Le paramètre sélectionné et la température s'affichent également. Cette méthode est valable pour tous les paramètres.






Afficheur	Action	Remarque
	Sélectionner Calibrage. Continuer avec <b>enter</b> Sélectionner la méthode de calibrage CAL_CELL. Continuer avec <b>enter</b>	
	Prêt pour le calibrage. Le sablier clignote.	Affichage (3 s) L'appareil se trouve alors dans l'état HOLD.
	Entrer le facteur de cellule. Continuer avec <b>enter</b>	Le paramètre sélectionné et la température s'affichent également.
	L'appareil affiche le facteur de cellule déterminé et le point zéro (pour 25 °C). Sensoface est actif.	
	<b>A l'aide des touches fléchées, sélectionnez :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Fin (MEAS)</li><li>• Répét. (REPEAT)</li></ul> Continuer avec <b>enter</b>	Avec Fin : HOLD est désactivé au bout de quelques secondes.





Vous trouverez le facteur de cellule nominal dans les Caractéristiques techniques. Pour une mesure dans des récipients étroits, il est nécessaire de déterminer le facteur de cellule individuel.

## Calibrage du zéro à l'air / avec une solution de calibrage

Afficheur	Action	Remarque
	Sélectionner Calibrage. Continuer avec <b>enter</b> Sélectionner la méthode de calibrage CAL_ZERO. Continuer avec <b>enter</b>	
	Prêt pour le calibrage. Le sablier clignote.	Affichage (3 s) L'appareil se trouve alors dans l'état HOLD.
	<b>Calibrage à l'air</b> Saisie jusqu'à ce que l'afficheur inférieur affiche zéro <b>Calibrage avec solution</b> Saisie jusqu'à ce que l'afficheur inférieur affiche la valeur de la solution Continuer avec <b>enter</b>	
	L'appareil affiche le facteur de cellule (pour 25 °C) et le point zéro. Sensoface est actif.	
	<b>A l'aide des touches fléchées, sélectionnez :</b> • Fin (MEAS) • Répétition (REPEAT) Continuer avec <b>enter</b>	Avec Fin : HOLD est désactivé au bout de quelques secondes.

Compensation de la sonde de température

Afficheur	Action	Remarque
	Sélectionner Calibrage. Continuer avec <b>enter</b> Sélectionner la méthode de calibrage CAL_RTD. Continuer avec <b>enter</b>	Un mauvais réglage des paramètres modifie les caractéristiques de mesure !
	Mesurer la température du produit à l'aide d'un thermomètre externe.	Affichage (3 s) L'appareil se trouve alors dans l'état HOLD.
	Spécification de la valeur de température déterminée. Différence maximale : 10 K. Continuer avec <b>enter</b>	Affichage de la température réelle (sans calcul) dans l'afficheur du bas.
	La valeur de température corrigée s'affiche. Sensoface est actif. Fin du calibrage : sélectionner MEAS, puis <b>enter</b> Répéter le calibrage : sélectionner REPEAT, puis <b>enter</b>	Une fois le calibrage terminé, les sorties restent encore dans l'état HOLD pendant un bref délai.
	Une fois le calibrage terminé, l'appareil affiche la mesure.	

Afficheur	Remarque
 <p>ou AM/PM et °F :</p> 	<p>Pour que l'appareil passe à l'état Mesure, activer <b>meas</b>, à partir des menus Configuration ou Calibrage.</p> <p>En mode Mesure, l'afficheur principal indique le paramètre configuré (Cond ou la température), l'afficheur secondaire indique l'heure et le second paramètre configuré (Cond ou la température), la barre d'état [meas] est active et le jeu de paramètres actif (A/B) s'affiche. Pour le jeu de paramètres Fix A, A/B est masqué.</p>
<p>La touche <b>enter</b> vous permet d'afficher brièvement les courants de sortie actuels.</p> <p>La touche <b>meas</b> vous permet d'ouvrir les affichages suivants les uns après les autres. Si l'appareil reste 60 s sans être utilisé, il revient à l'affichage standard.</p>	
 	<p>1) Sélection du jeu de paramètres («manuel» doit être activé dans le menu Configuration).</p> <p>A l'aide des touches fléchées ◀ ▶ afficher le jeu de paramètres souhaité (PARSET A ou PARSET B clignote dans la ligne du bas de l'afficheur), sélectionner avec <b>enter</b>.</p> <p>Autres affichages (avec <b>meas</b>)</p> <p>1) Affichage du nom du poste de mesure («TAG») 2) Affichage de l'heure et de la date</p>

# Diagnostic


Le mode Diagnostic vous permet d'ouvrir les points de menu suivants, sans interrompre la mesure :

CALDATA	Consultation des données de calibrage
SENSOR	Consultation des données sur le capteur
SELFTEST	Déclenchement de l'autotest de l'appareil
LOGBOOK	Affichage des entrées dans le journal de bord
MONITOR	Affichage des valeurs mesurées actuelles
VERSION	Affichage du type d'appareil, de la version logicielle, du numéro de série


Le mode Diagnostic peut être protégé par un code d'accès (menu SERVICE).






## Remarque :







En mode Diagnostic, HOLD n'est pas actif !

Action	Touche	Remarque
Activation du diagnostic		Ouvrir le menu de sélection à l'aide de la touche <b>menu</b> . (l'afficheur devient bleu turquoise). Sélectionner DIAG avec ◀ ▶ , valider avec <b>enter</b>
Sélection de l'option de diagnostic		A l'aide des touches fléchées ◀ ▶ , sélectionner dans la sélection suivante : CALDATA SENSOR SELFTEST LOGBOOK MONITOR VERSION Voir les pages qui suivent pour savoir comment procéder ensuite
Fin	<b>meas</b>	Quitter avec <b>meas</b> .




Point de menu	Remarque
	<p><b>Affichage des données de calibrage actuelles :</b></p> <p>A l'aide des touches fléchées ◀ ▶ sélectionner CALDATA, valider avec <b>enter</b>.</p> <p>A l'aide des touches fléchées ◀ ▶ sélectionner dans la ligne de texte du bas (LAST_CAL CELLFACTOR ZERO).</p> <p>La valeur sélectionnée apparaît automatiquement sur l'afficheur principal.</p> <p>Retour à la mesure avec <b>meas</b>.</p>

Afficheur	Point de menu
	<b>Autotest de l'appareil</b> (peut être interrompu à tout moment avec <b>meas.</b> )
	1 <b>Test écran</b> : Affichage de tous les segments, en passant par les trois couleurs d'arrière-plan : blanc / vert / rouge. Suite avec <b>enter</b>
	2 <b>Test RAM</b> : le sablier clignote, puis à la fin --PASS-- ou --FAIL-- Suite avec <b>enter</b>
	3 <b>Test EEPROM</b> : le sablier clignote, puis à la fin --PASS-- ou --FAIL-- Suite avec <b>enter</b>
	4 <b>Test FLASH</b> : le sablier clignote, puis à la fin --PASS-- ou --FAIL-- Suite avec <b>enter</b>
	5 <b>Test du module</b> : le sablier clignote, puis à la fin --PASS-- ou --FAIL-- Retour au mode Mesure avec <b>enter</b> ou <b>meas</b>

Point de menu	Remarque
	<p><b>Affichage des enregistrements du journal de bord</b></p> <p>A l'aide des touches fléchées ◀ ▶, sélectionner LOGBOOK, valider avec <b>enter</b>.</p> <p>Les touches fléchées ▲ ▼ vous permettent de parcourir le journal de bord d'avant en arrière (entrées -00- à -99-), -00- étant la dernière entrée.</p>
	<p>Lorsque l'afficheur est sur Date / heure, vous pouvez rechercher une date à l'aide de ▲ ▼.</p> <p>Utilisez alors les touches fléchées ◀ ▶ pour ouvrir le texte du message correspondant.</p>
	<p>Lorsque l'afficheur est sur Texte du message, vous pouvez rechercher un message à l'aide de ▲ ▼.</p> <p>Utilisez alors les touches fléchées ◀ ▶ pour afficher la date et l'heure.</p>
	<p>Retour à la mesure avec <b>meas</b>.</p>
 <p>Exemple d'affichage :</p> 	<p><b>Journal de bord étendu / Audit Trail (via TAN)</b></p> <p>Les touches fléchées ▲ ▼ vous permettent de parcourir le journal de bord étendu d'avant en arrière (entrées -000- à -199-), -000- étant la dernière entrée.</p> <p><b>A l'écran : CFR</b></p> <p>Audit Trail permet d'enregistrer en plus des appels de fonction (CAL CONFIG SERVICE), certains messages Sensoface, ainsi que l'ouverture du boîtier.</p>
	<p><b>Affichage des valeurs mesurées en cours (contrôle capteur) :</b></p> <p>A l'aide des touches fléchées ◀ ▶ sélectionner MONITOR, valider avec <b>enter</b>.</p> <p>A l'aide des touches fléchées ◀ ▶ sélectionner dans la ligne de texte du bas (R_COND G_COND RTD TEMP I-INPUT (option)).</p> <p>La valeur sélectionnée apparaît automatiquement sur l'afficheur principal.</p> <p>Retour à la mesure avec <b>meas</b>.</p>

# Diagnostic




Afficheur	Remarque
	<p><b>Version</b></p> <p>Vous trouverez ici les informations nécessaires si vous souhaitez commander une option spécifique à votre appareil. Affichage du <b>type d'appareil, de la version logicielle / matérielle</b> et du <b>numéro de série</b> pour tous les composants de l'appareil.</p> <p>Les touches fléchées ▲ ▼ permettent de basculer entre la version logicielle et matérielle.</p> <p>Appuyer sur <b>enter</b> pour passer au composant suivant.</p>





Le mode Service vous permet d'ouvrir les points de menus suivants :




MONITOR	Affichage des valeurs mesurées actuelles
OUT1	Test de la sortie de courant 1
OUT2	Test de la sortie de courant 2
IRDA	Activation de l'interface IrDA pour communication
CODES	Affectation ou modification de codes d'accès
DEFAULT	Réinitialisation aux valeurs par défaut de l'appareil
OPTION	Activation des options via TAN.

## Remarque :































En mode Service, HOLD est actif !

Action	Touche / afficheur	Remarque
Activation du mode Service		Appuyer sur la touche <b>menu</b> (touche fléchée vers le bas) pour aller au menu de sélection. A l'aide des touches ◀ ▶ sélectionner SERVICE, confirmer avec <b>enter</b>
Code d'accès		Saisir le code d'accès «5555» pour le mode Service, à l'aide des touches fléchées ▲ ▼ ◀ ▶ .  Valider avec <b>enter</b>
Affichages		En mode Service, les symboles suivants apparaissent : • Barre d'état [diag] • Triangle HOLD • Service (clé à vis)
Fin	<b>meas</b>	Quitter avec <b>meas</b> .







Point de menu	Remarque
	<p><b>Affichage des valeurs de mesure courantes (contrôle capteur) avec état HOLD actif :</b></p> <p>A l'aide des touches fléchées ◀ ▶ sélectionner MONITOR, valider avec <b>enter</b>.</p> <p>A l'aide des touches fléchées ◀ ▶ sélectionner la taille dans la ligne de texte du bas.</p> <p>La valeur sélectionnée apparaît automatiquement sur l'afficheur principal.</p> <p>L'appareil se trouvant sur HOLD, il est possible, à l'aide de simulateurs, d'effectuer des validations sans influencer les sorties de signaux.</p> <p>Retour au menu Service, avec la touche <b>meas</b>.</p> <p>Retour à la mesure : appuyer une nouvelle fois sur <b>meas</b>.</p>
	<p><b>Spécification courant sorties 1 et 2 :</b></p> <p>A l'aide des touches fléchées ◀ ▶ sélectionner OUT1 ou OUT2, valider avec <b>enter</b>.</p> <p>A l'aide des touches fléchées ▲ ▼ ◀ ▶ spécifier une valeur de courant valide pour la sortie concernée.</p> <p>Valider avec <b>enter</b>.</p> <p>Dans la ligne du bas, à droite, le courant de sortie réel apparaît, à des fins de contrôle.</p> <p>Quitter avec <b>enter</b> ou <b>meas</b>.</p>
	<p><b>Connexion IrDA :</b></p> <p>A l'aide des touches fléchées ◀ ▶ sélectionner IRDA, valider avec <b>enter</b>.</p>
	<p>Une fois la connexion IrDA activée, l'appareil reste sur HOLD, pour des raisons de sécurité.</p> <p>Ensuite, tout passe par IrDA.</p> <p>Fin de la connexion avec <b>meas</b>.</p> <p><b>Exception : mise à jour du progiciel (ne doit pas être interrompue !)</b></p>

Point de menu	Remarque
	<p><b>Configuration du code d'accès :</b></p> <p>Le menu «SERVICE - CODES» permet de configurer des codes d'accès pour l'accès aux modes DIAG, HOLD, CAL, CONF et SERVICE (code par défaut : 5555).</p> <p><b>En cas de perte du code d'accès Service</b>, demander au fabricant un «TAN ambulatorio», en communiquant le numéro de série de l'appareil.</p> <p>Pour saisir le «TAN ambulatorio», il faut activer la fonction Service avec le code d'accès 7321. Une fois le TAN ambulatorio correctement saisi, l'appareil affiche «PASS» pendant env. 4 s, puis réinitialise le code d'accès sur 5555.</p>
	<p><b>Réinitialisation aux valeurs par défaut :</b></p> <p>Le menu «SERVICE - DEFAULT» permet de réinitialiser l'appareil aux valeurs par défaut (valeurs d'origine).</p> <p><b>Attention !</b></p> <p>Après la réinitialisation, l'appareil doit être entièrement reconfiguré, y compris les paramètres des capteurs !</p>
	<p><b>Commande d'option :</b></p> <p>Vous devez transmettre le numéro de série et la version logicielle/matérielle de votre appareil au fabricant. Vous trouverez des indications dans le menu Diagnostic/Version.</p> <p>Le «numéro de transaction» (TAN) qui vous est alors livré n'est valable que pour l'appareil portant le numéro de série correspondant.</p> <p><b>Activation des options :</b></p> <p>Les options sont fournies avec un numéro de «transaction» (TAN). Pour pouvoir activer une option, vous devez saisir ce numéro TAN, puis valider avec <b>enter</b>.</p>

# Etats de fonctionnement

Etat de fonctionnement	OUT 1	OUT 2	Time out
Mesure			-
Diag			60 s
CAL_SOL Solution de calibrage			non
CAL_CELL Facteur de cellule			non
P_CAL Cal. produit S1			non
P_CAL Cal. produit S2			non
CAL_ZERO Compens. zéro			non
CAL_RTD Compensation temp.			non
CONF ParSet A			20 min
CONF ParSet B			20 min
SERVICE MONITOR			20 min
SERVICE OUT 1			20 min
SERVICE OUT 2			20 min
SERVICE IRDA			20 min
SERVICE CODES			20 min



Etat de fonctionnement	OUT 1	OUT 2	Time out
SERVICE DEFAULT			20 min
SERVICE OPTION			20 min
Entrée HOLD			non

Explication :



suivant la configuration (Last/Fix ou Last/Off)



actif



manuel

---

# Gamme de produits et accessoires

## Code de commande Stratos Pro A 2...

<b>Exemple</b>	A	2	0	1	X	-	PH	-	1	TAN
2 fils / 4-20 mA	A	2								B,C,E
<b>Communication</b>										
sans (HART réapprovisionnable avec TAN)			0							A
<b>Numéro de version</b>										
Version				1						
<b>Homologations</b>										
Sécurité générale					N					
ATEX / IECEX Zone 2					B					
ATEX / IECEX / FM / CSA Zone 1 / CI 1 Div 1					X					
Autres autorisations					Z					
<b>Canal de mesure</b>										
Memosens pH / Redox	numérique						MSPH			
Memosens Cond	numérique						MSCOND			
Memosens Oxy	numérique						MSOXY			
COND double (2 x capteurs 2 pôles analogiques)				N			CC			
Valeur pH / Redox (ISM numérique via TAN)	Module de mesure						PH			F
Conductivité 2 / 4 pôles	Module de mesure						COND			
Conductivité inductive	Module de mesure						CONDI			
Oxygène (ISM numérique et traces via TAN)	Module de mesure						OXY			D, F
<b>Options</b>										
Equipement sans 2ème sortie de courant									0	
Equipement avec 2ème sortie de courant									1	
<b>Options TAN</b>										
HART							SW-A001			(A)
Journal de bord							SW-A002			(B)
Journal de bord étendu (Audit Trail)							SW-A003			(C)
Mesure de traces d'oxygène							SW-A004			(D)
Entrée de courant + 2 entrées numériques							SW-A005			(E)
ISM numérique							SW-A006			(F)
<b>Accessoires de montage</b>										
Kit de montage sur mât							ZU 0274			
Auvent de protection							ZU 0737			
Kit de montage sur tableau de commande							ZU 0738			

# Caractéristiques techniques

Entrée CONDI	Entrée pour capteur de conductivité inductif SE 670	
Gamme de mesure	Conductivité	0,02 ... 2000 mS/cm
Plages d'affichage	Conductivité	0,000 ... 9,999 mS/cm (pas avec SE 660 / SE 670)
		00,00 ... 99,99 mS/cm
		000,0 ... 999,9 mS/cm
		0000 ... 1999 mS/cm
		0,000 ... 9,999 S/cm
		00,00 ... 99,99 S/cm
	Concentration	0,00 ... 9,99 % / 10,0 ... 100,0 %
	Salinité	0,0 ... 45,0 ‰ (0 ... 35 °C)
	Temps de réponse (T90)	env. 1 s
Dérive <sup>1,2,3)</sup>	dépend de Memosens	
Compensation de température <sup>*)</sup>	(OFF)	sans
	(LIN)	caractér. linéaire 00,00 ... 19,99 %/K (température de référence spécifiable)
	(NLF)	eaux naturelles selon EN 27888 (température de réf. 25 °C)
	(NACL)	NaCl de 0 à 26 % poids (0 ... 120 °C) (température de référence 25 °C)
Détermination de concentration	-01- NaCl	0 - 26 % poids (0 °C) ... 0 - 28 % poids (100 °C)
	-02- HCl	0 - 18 % poids (-20 °C) ... 0 - 18 % poids (50 °C)
	-03- NaOH	0 - 13 % poids (0 °C) ... 0 - 24 % poids (100 °C)
	-04- H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	0 - 26 % poids (-17 °C) ... 0 - 37 % poids (110 °C)
	-05- HNO <sub>3</sub>	0 - 30 % poids (-20 °C) ... 0 - 30 % poids (50 °C)
	-06- H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	94 - 99 % poids (-17 °C)... 89 - 99 % poids (115 °C)
	-07- HCl	22 - 39 % poids (-20 °C)... 22 - 39 % poids (50 °C)
	-08- HNO <sub>3</sub>	35 - 96 % poids (-20 °C)... 35 - 96 % poids (50 °C)
	-09- H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	28 - 88 % poids (-17 °C)... 39 - 88 % poids (115 °C)
	-10- NaOH	15 - 50 % poids (0 °C) ... 35 - 50 % poids (100 °C)

<b>Adaptation du capteur</b>	Saisie du facteur de cellule avec affichage simultané du paramètre sélectionné et de la température Saisie de la conductivité de la solution de calibrage avec affichage simultané du facteur de cellule Calibrage du produit pour conductivité Compensation du zéro Compensation de la sonde de température
Facteur de cellule adm.	00,10 ... 19,999 cm <sup>-1</sup>
Facteur de transfert adm.	010,0 ... 199,99 cm <sup>-1</sup>
Ecart de zéro adm.	± 0,5 mS
<b>Sensocheck</b>	Surveillance des bobines émettrice et réceptrice et des câbles à la recherche d'une coupure ainsi que de la bobine émettrice et des câbles à la recherche d'un court-circuit
Temporisation	env. 30 s
<b>Sensoface</b>	fournit des informations sur l'état du capteur (point zéro, Sensocheck)
<b>Contrôle capteur</b>	Affichage des valeurs de mesure directes du capteur pour validation résistance / température
<b>Données de calibrage</b>	Date de calibrage, facteur de cellule

# Caractéristiques techniques

Entrée I (TAN)	Entrée de courant 0/4 ... 20 mA / 50 Ω pour signal de temp. externe		
Début/fin de mesure	Configurable -50 ... +250 °C / -58 ... +482 °F		
Caractéristique	Linéaire		
Dérive <sup>1,3)</sup>	< 1 % du courant + 0,1 mA		
Entrée HOLD	A isolation galvanique (optocoupleur)		
Fonction	Met l'appareil dans l'état HOLD		
Tension de commutation	0 ... 2 V (CA/CC)	HOLD inactif	
	10 ... 30 V (CA/CC)	HOLD actif	
Entrée CONTROL	A isolation galvanique (optocoupleur)		
Fonction	Changement de jeu de paramètres A/B ou mesure du débit (FLOW)		
Jeu de paramètres A/B	Entrée de commutation	0 ... 2 V (CA/CC) 10 ... 30 V (CA/CC)	Jeu de paramètres A Jeu de paramètres B
FLOW	Entrée d'impulsions pour mesure du débit 0 ... 100 impulsions/s		
Message	Par signal 22 mA		
Affichage	00,0 ... 99,9 l/h		
Sortie 1	Circuit de mesure d'alimentation, 4 à 20 mA, libre de potentiel, protégé contre les inversions de polarité communication HART (spécification, voir plus loin)		
Tension d'alimentation	14 ... 30 V		
Paramètre <sup>*)</sup>	Conductivité, résistance spéc., concentration, salinité ou température		
Caractéristique	Linéaire, bilinéaire ou logarithmique		
Dépassement <sup>*)</sup>	22 mA pour messages d'erreur		
Filtre de sortie <sup>*)</sup>	Filtre PT <sub>1</sub> , constante de temps filtre 0 ... 120 s		
Dérive <sup>1)</sup>	< 0,25 % du courant + 0,025 mA		
Début/fin de mesure <sup>*)</sup>	Configurables dans la plage de mesure sélectionnée		
Bilinéaire : point angulaire X/Y <sup>*)</sup>	Configurables dans la plage de mesure sélectionnée		
Fourchette de mesure min.	LIN	5 % de la plage de mesure sélectionnée	
	LOG	1 décade	

<b>Sortie 2</b>	Circuit de mesure d'alimentation, 4 ... 20 mA, libre de potentiel, protégé contre les inversions de polarité
Tension d'alimentation	14 ... 30 V
Paramètre <sup>*)</sup>	Conductivité, résistance spéc., concentration, salinité ou température
Caractéristique	Linéaire, bilinéaire ou logarithmique
Dépassement <sup>*)</sup>	22 mA pour messages d'erreur
Filtre de sortie <sup>*)</sup>	Filtre PT <sub>1</sub> , constante de temps filtre 0 ... 120 s
Dérive <sup>1)</sup>	< 0,25 % du courant + 0,05 mA
Début/fin de mesure <sup>*)</sup>	Configurables dans la plage de mesure sélectionnée
Bilinéaire : point angulaire X/Y <sup>*)</sup>	Configurables dans la plage de mesure sélectionnée
Fourchette de mesure min.	LIN 5 % de la plage de mesure sélectionnée
	LOG 1 décade
<b>Horloge en temps réel</b>	Divers formats d'heure et de date sélectionnables
Réserve de marche	> 5 jours
<b>Affichage</b>	Afficheur à cristaux liquides, 7 segments avec symboles
Afficheur principal	Hauteur des caractères env. 22 mm, symboles de mesure env. 14 mm
Afficheur secondaire	Hauteur des caractères env. 10 mm
Ligne de texte	14 caractères, 14 segments
Sensoface	3 indicateurs d'état (visage souriant, neutre, triste)
Affichages d'état	meas, cal, conf, diag
	Autres pictogrammes pour la configuration et les messages
Affichage d'alarme	L'écran clignote sur fonds rouge
<b>Clavier</b>	Touches : meas, menu, info, 4 touches curseur, enter
<b>Communication HART</b>	HART Version 6 communication numérique par modulation FSK du courant de sortie 1 Identification de l'appareil, valeurs mesurées, états et messages, programmation, calibrage, protocoles
<b>Interface IrDA</b>	Interface infrarouge destinée à la mise à jour du progiciel

# Caractéristiques techniques

FDA 21 CFR Part 11	Contrôle d'accès par codes d'accès modifiables en cas de nouvelle configuration Entrée dans journal de bord et indicateur («flag») via HART Message et entrée dans le journal de bord à l'ouverture du boîtier
Fonctions de diagnostic	
Données de calibrage	Date de calibrage, paramètres du capteur
Autotest de l'appareil	Test d'affichage, test de mémoire automatique (RAM, FLASH, EEPROM), test du module
Journal de bord	100 événements consignés avec date et heure
Journal de bord étendu (TAN)	Audit Trail : 200 événements consignés avec date et heure
Fonctions de service	
Contrôle capteur	Affichage des signaux directs du capteur
Générateur de courant	Courant spécifiable pour les sorties 1 et 2 (04,00 ... 22,00 mA)
IrDA	Activation de la fonction IrDA
Codes d'accès	Affectation de codes d'accès pour accéder aux menus
Réglage usine	Réinitialisation de tous les paramètres sur le réglage d'usine
TAN	Activation de fonctions supplémentaires optionnelles
Sauvegarde des données	Paramètres, données de calibrage et journal de bord > 10 ans (EEPROM)
CEM	EN 61326-1 (Directives générales)
Emissions de perturbations	Classe B (zone résidentielle)
Immunité aux perturbations	Industrie EN 61326-2-3



## Protection contre les explosions

Stratos Pro A2...X

IECEX	Ex ib[ia] IIC T4 / zone 0 Ex ia IIC T4 / Ex iaD 20 IP 6X T 85 °C
ATEX	II 2(1) G Ex ib[ia] IIC T4 / II 1 G Ex ia IIC T4 II 1 D Ex iaD 20 IP6x T85°C / II 2 D Ex iaD 21 IP6x T85°C
FM	C/US NI/I/2/ABCD/T4 / S/II,III/2/FG/T4, Type 4X  C IS/I,II,III/1/ABCDEFGH/T4 / I/0/Ex ia IIC T4, Entity, Type 4X I/2/Ex nA IIC T4 / 22/Ex tD T85°C; Type 4X  US IS/I,II,III/1/ABCDEFGH/T4 / I/0/AEx ia IIC T4, Entity, Type 4X I/2/AEx nA IIC T4 / 22/AEx tD T85°C, Type 4X
CSA	IS, Class I,II,III Div 1, GP A,B,C,D,E,F,G T4, Entity, Type 4X  AIS Class I,II,III Div 1, GP A,B,C,D,E,F,G T4, Entity, Type 4X  Class I, Zone 1, AEx ia IIC T4, Entity, Type 4X
NEPSI	Ex ib[ia] IIC T4 / Ex ia IIC T4 / DIP A20 TA,T6
GOST	1Exib[ia]IIC T4 / 0ExialICT4 / DIP A20 TA 85°C / DIP A21 TA 85°C

## Protection contre les explosions

Stratos Pro A2...B

IECEX	Ex nA II T4 / Ex nL IIC T4 / Ex tD A22 IP5X T85 °C
ATEX Zone 2	II 3 G Ex nA II T4 / II 3 G Ex nL IIC T4 / II 3 D Ex tD A22 IP5X T85 °C
FM	C NI / I / 2 / ABCD / T4 Ta= 65 °C; Type 4X DIP / II,III / 2 / T4, Ta=65 °C; Type 4X I / 2 / Ex nA / IIC / T4, Ta= 65 °C; Type 4X 22 / Ex tD/ T85 °C; Type 4X  US NI / I / 2 / ABCD / T4 Ta= 65 °C; Type 4X S / II,III / 2 / FG / T4 Ta = 65 °C; Type 4X I / 2 / Ex nA / IIC/ T4, Ta = 65°C; Type 4X 22 / Ex tD/ T85 °C; Type 4X
CSA	Class I,II,III Div 2, GP A,B,C,D,E,F,G T4, Ta=65 °C, Type 4X Ex nA II T4, Ta= 65°C, Type 4X DIP A22, Class II and III, Division 2, Groups E, F and G, Type 4x
NEPSI	Ex nA IIC T4 / Ex nL IIC T4 / DIP A22 TA,T6
GOST	2 Ex nA II T4 / DIP A22 TA 85°C

Connexion Ex Memosens	U <sub>o</sub> (V)	I <sub>o</sub> (mA)	P <sub>o</sub> (mW)	C <sub>i</sub> (μH)	L <sub>i</sub> (μH)
Stratos Pro A2...X / A2...B	5	124	155	10,6	0

# Caractéristiques techniques

## Conditions nominales de service

Température ambiante	-20 ... +65 °C
Temp. transport/stockage	-30 ... +70 °C
Humidité relative	10 ... 95 % sans condensation
Tension d'alimentation	14 ... 30 V
<b>Boîtier</b>	Plastique PC/PBT renforcé de fibres de verre
Fixation	Montage sur tableau de commande, mural ou sur mât
Couleur	Gris RAL 7001
Protection	IP 67, NEMA 4X
Combustibilité	UL 94 V-0
Dimensions	148 mm x 148 mm
Découpe du tableau	138 mm x 138 mm conf. à DIN 43 700
Poids	Env. 1200 g
Passages de câbles	3 ouvertures pour passe-câbles à vis M20 x 1,5 2 ouvertures pour NPT ½ " ou Rigid Metallic Conduit
Raccords	Bornes, section de raccordement max. 2,5 mm <sup>2</sup>

\*) programmable  
2) ± 1 digit  
1) suivant EN 60746, dans les conditions de service nominales  
3) plus erreur du capteur



# Solutions de calibrage

## Solutions de chlorure de potassium

(Conductivité en mS/cm)

Température	Concentration <sup>1</sup>		
[°C]	0,01 mol/l	0,1 mol/l	1 mol/l
0	0,776	7,15	65,41
5	0,896	8,22	74,14
10	1,020	9,33	83,19
15	1,147	10,48	92,52
16	1,173	10,72	94,41
17	1,199	10,95	96,31
18	1,225	11,19	98,22
19	1,251	11,43	100,14
20	1,278	11,67	102,07
21	1,305	11,91	104,00
22	1,332	12,15	105,94
23	1,359	12,39	107,89
24	1,386	12,64	109,84
25	1,413	12,88	111,80
26	1,441	13,13	113,77
27	1,468	13,37	115,74
28	1,496	13,62	
29	1,524	13,87	
30	1,552	14,12	
31	1,581	14,37	
32	1,609	14,62	
33	1,638	14,88	
34	1,667	15,13	
35	1,696	15,39	
36		15,64	

<sup>1</sup> Source : K. H. Hellwege (Hrsg.), H. Landolt, R. Börnstein: Zahlenwerte und Funktionen ..., Volume 2, Tome 6

## Solutions de chlorure de sodium

(Conductivité en mS/cm)

Température	Concentration		
[°C]	0,01 mol/l <sup>1)</sup>	0,1 mol/l <sup>1)</sup>	saturée <sup>2)</sup>
0	0,631	5,786	134,5
1	0,651	5,965	138,6
2	0,671	6,145	142,7
3	0,692	6,327	146,9
4	0,712	6,510	151,2
5	0,733	6,695	155,5
6	0,754	6,881	159,9
7	0,775	7,068	164,3
8	0,796	7,257	168,8
9	0,818	7,447	173,4
10	0,839	7,638	177,9
11	0,861	7,831	182,6
12	0,883	8,025	187,2
13	0,905	8,221	191,9
14	0,927	8,418	196,7
15	0,950	8,617	201,5
16	0,972	8,816	206,3
17	0,995	9,018	211,2
18	1,018	9,221	216,1
19	1,041	9,425	221,0
20	1,064	9,631	226,0
21	1,087	9,838	231,0
22	1,111	10,047	236,1
23	1,135	10,258	241,1
24	1,159	10,469	246,2
25	1,183	10,683	251,3
26	1,207	10,898	256,5
27	1,232	11,114	261,6
28	1,256	11,332	266,9
29	1,281	11,552	272,1
30	1,306	11,773	277,4
31	1,331	11,995	282,7
32	1,357	12,220	288,0
33	1,382	12,445	293,3
34	1,408	12,673	298,7
35	1,434	12,902	304,1
36	1,460	13,132	309,5

1 Source : Solutions d'essai calculées suivant DIN IEC 746, partie 3

2 Source : K. H. Hellwege (Hrsg.), H. Landolt, R. Börnstein: Zahlenwerte und Funktionen ..., Volume 2, Tome 6

# Mesure de la concentration


## Gammes de mesure

Substance	Plages de mesure de la concentration		
NaCl Configuration	0-26 % en poids (0°C) 0-26 % en poids (100°C) <b>-01-</b>		
HCl Configuration	0-18 % en poids (-20 °C) 0-18 % en poids (50 °C) <b>-02-</b>	22-39 % en poids (-20 °C) 22-39 % en poids (50°C) <b>-07-</b>	
NaOH Configuration	0-13 % en poids (0 °C) 0-24 % en poids (100 °C) <b>-03-</b>	15-50 % en poids (0 °C) 35-50 % en poids (100°C) <b>-10-</b>	
H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> Configuration	0-26 % en poids (-17 °C) 0-37 % en poids (110°C) <b>-04-</b>	28-77 % en poids (-17°C) 39-88 % en poids (115°C) <b>-09-</b>	94-99 % en poids (-17°C) 89-99 % en poids (115°C) <b>-06-</b>
HNO <sub>3</sub> Configuration	0-30 % en poids (-20°C) 0-30 % en poids (50°C) <b>-05-</b>	35-96 % en poids (-20°C) 35-96 % en poids (50°C) <b>-08-</b>	

Pour les solutions énumérées ci-dessus, l'appareil peut déterminer la concentration en % poids à partir de la conductivité et de la température. L'erreur de mesure se compose de la somme des erreurs de mesure lors de la mesure de la conductivité et de la température et de l'exactitude des courbes de concentration. Il est recommandé de calibrer l'appareil avec le capteur, par ex. au moyen de la méthode CAL\_CELL en fonction de la concentration. Pour obtenir des températures exactes, il faudra éventuellement effectuer une compensation de la sonde de température. Dans le cas de processus de mesure à changements de température rapides, l'emploi d'une sonde de température séparée, à réponse rapide, est recommandé. Pour des processus tels que la dilution ou le renforcement de solutions CIP (Clean-In-Place), il est recommandé de changer de jeu de paramètres entre la mesure du milieu et celle de la solution CIP.

# Courbes de concentration

## -01- Solution de chlorure de sodium NaCl




Conductivité en fonction de la concentration et de la température du milieu pour la solution de chlorure de sodium (NaCl)

# Courbes de concentration

## -02- Solution d'acide chlorhydrique HCl

-07-



Conductivité en fonction de la concentration et de la température du milieu pour l'acide chlorhydrique (HCl)


Source : Haase/Sauermann/Dücker; Z. phys. Chem. Neue Folge, vol. 47 (1965)



## -03- Soude caustique NaOH

-10-

← -03- → ← -10- →



Plage dans laquelle la mesure de concentration n'est pas possible.


Conductivité en fonction de la concentration et de la température du milieu pour la soude caustique (NaOH)

# Courbes de concentration

-04- Acide sulfurique H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>

-06-

-09-




Conductivité en fonction de la concentration et de la température du milieu pour l'acide sulfurique (H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>),

Source : Darling ; Journal of Chemical and Engineering Data ; Vol. 9 N° 3, juillet 1964

## -05- Acide nitrique $\text{HNO}_3$

-08-




Conductivité en fonction de la concentration et de la température du milieu pour l'acide nitrique ( $\text{HNO}_3$ )

Source : Haase/Sauermann/Dücker; Z. phys. Chem. Neue Folge, vol. 47 (1965)

---

## En cas d'erreur :

- Le fond de l'afficheur est **rouge**
  - le symbole d'alarme  apparaît
  - l'afficheur des valeurs mesurées clignote
  - «**ERR xxx**» apparaît dans la ligne de menu inférieure
- La touche [**info**] permet d'ouvrir un bref texte d'erreur :
- Le texte d'erreur apparaît dans la ligne de menu inférieure
  - L'afficheur principal affiche «**InFo**».

## Erreur de programmation :

Le système analyse les données de configuration, tels que la plage de courant, les seuils, etc., lors de la saisie.

Si ces valeurs sont trop basses ou trop élevées, alors

- «**ERR xxx**» s'affiche pendant 3 s,
- le rétroéclairage de l'afficheur clignote brièvement en rouge,
- la valeur maximale ou minimale apparaît sur l'afficheur,
- la saisie doit être recommencée

Lorsqu'un paramètre incorrect arrive par le port (IrDA, HART), alors

- un message d'erreur apparaît : «**ERR 100...199**»
- le paramètre incorrect peut être localisé, à l'aide de la touche [**info**]

## Erreur de calibrage :

Si des erreurs se produisent lors du calibrage, alors

- le système affiche un message d'erreur

## Sensoface :

Si l'émoticône Sensoface est «triste», alors

- la couleur de fond de l'afficheur devient lilas
- la cause est indiquée dans la rubrique **info**
- il est possible de consulter les données de calibrage dans le diagnostic

# Messages d'erreur

Erreur	Texte d'info (apparaît en présence d'erreur, en appuyant sur la touche Info)	Problème Cause possible
ERR 99	DEVICE FAILURE	<b>Erreur données de compensation</b> EEPROM ou RAM défectueuse Ce message d'erreur apparaît uniquement en cas de défaillance totale. L'appareil doit être réparé et recalibré en usine.
ERR 98	CONFIGURATION ERROR	<b>Erreur données de configuration ou de calibrage</b> Erreur de mémoire dans le programme de l'appareil Données de configuration ou de calibrage incorrectes, reconfigurez ou recalibrez entièrement l'appareil.
ERR 97	NO MODULE INSTALLED	<b>Absence module</b> Faites installer le module en usine.
ERR 96	WRONG MODULE	<b>Mauvais module</b> Faites remplacer le module en usine.
ERR 95	SYSTEM ERROR	<b>Erreur système</b> Redémarrage nécessaire. Si l'erreur ne peut pas être supprimée de cette manière, renvoyer l'appareil.
ERR 100	INVALID SPAN OUT1	Erreur de configuration Span Out1
ERR 101	INVALID SPAN OUT2	Erreur de programmation Span Out2
ERR 105	INVALID SPAN I-INPUT	Erreur de programmation I-Input

Erreur	Texte d'info (apparaît en présence d'erreur, en appuyant sur la touche Info)	Problème Cause possible
ERR 10	CONDUCTANCE TOO HIGH	<b>Plage de mesure de la conductivité dépassée</b> > 3500 mS
ERR 11	CONDUCTIVITY RANGE  CONCENTRATION RANGE  SALINITY RANGE	<b>Dépassement de la plage d'affichage</b> Cond > 1999 mS/cm > 99,99 S/m  Conc > 99,9 %  SAL > 45,0 ‰
ERR 12	CONDUCTANCE TOO HIGH	<b>Plage de mesure de la conductivité dépassée</b> > 3500 mS
ERR 13	TEMPERATURE RANGE	<b>Plage de température non atteinte/dépassée</b>
ERR 15	SENSOCHECK	<b>Sensocheck</b>
ERR 60	OUTPUT LOAD	<b>Erreur chargeur</b>
ERR 61	OUTPUT 1 TOO LOW	<b>Courant de sortie 1</b> < 3,8 mA
ERR 62	OUTPUT 1 TOO HIGH	<b>Courant de sortie 1</b> > 20,5 mA
ERR 63	OUTPUT 2 TOO LOW	<b>Courant de sortie 2</b> < 3,8 mA
ERR 64	OUTPUT 2 TOO HIGH	<b>Courant de sortie 2</b> > 20,5 mA
ERR 72	FLOW TOO LOW	Débit trop faible
ERR 73	FLOW TOO HIGH	Débit trop élevé
ERR 108	OUT1 INVALID CORNER X/Y	Caractéristique bilinéaire : point angulaire incorrect
ERR 109	OUT2 INVALID CORNER X/Y	

# Sensoface

---

(Sensocheck doit être activé dans la configuration)



Le Smiley sur l'afficheur (Sensoface) signale les problèmes relatifs au capteur (défaut du capteur, défaut du câble, nécessité d'entretien).



Les plages de calibrage admissibles et les conditions nécessaires pour un Sensoface souriant, neutre ou triste sont regroupées dans



le tableau ci-après. Les symboles supplémentaires se réfèrent à la cause du défaut.

## Sensocheck

Surveille en permanence l'absence de coupure et de court-circuit du capteur et des câbles. Lorsque les valeurs sont critiques, Sensoface fait une grimace "triste" et le symbole Sensocheck clignote :



Le message Sensocheck est également émis comme message d'erreur Err15. Le contact d'alarme est actif, le rétroéclairage passe à rouge, le courant de sortie 1 est mis à 22 mA (si programmé dans la configuration).

Sensocheck peut être désactivé dans la configuration (Sensoface est alors également désactivé).





### Exception :

à la fin d'un calibrage, un smiley "souriant" est toujours affiché à titre de confirmation.

### Remarque :

La dégradation d'un critère Sensoface provoque la dévalorisation du témoin Sensoface (le smiley devient "triste"). Une valorisation du témoin Sensoface peut uniquement être obtenue par un calibrage ou par la suppression du défaut du capteur.



Afficheur	Problème	Etat	
	Défaut du capteur		Mauvais capteur ou défaut du capteur, ou capacité du câble trop élevée (voir aussi message d'erreur Err 15).
	Température		Température en dehors des plages de mesure de CT, Conc, Sal

# FDA 21 CFR Part 11

---

## **Conformité aux exigences de la FDA 21 CFR Part 11**

L'autorité sanitaire américaine FDA (Food and Drug Administration) régit, dans la directive «Title 21 Code of Federal Regulations, 21 CFR Part 11, Electronic Records; Electronic Signatures», l'élaboration et le traitement de documents électroniques dans le cadre du développement et de la production pharmaceutiques. Il résulte de cette directive que les appareils de mesure employés dans ces domaines sont soumis à certaines exigences. Les appareils de mesure de cette série répondent aux exigences de la FDA 21 CFR Part 11 par les caractéristiques suivantes :

### **Electronic Signature – codes d'accès**

L'accès aux fonctions de l'appareil est régi et limité par des codes d'accès («Passcodes») individualisés (voir SERVICE). Ainsi, il est impossible sans autorisation de modifier les réglages de l'appareil ou de manipuler les résultats d'une mesure. Une utilisation appropriée de ces codes d'accès permet leur emploi en tant que signature électronique.

### **Audit Trail**

Il est possible de documenter automatiquement toute modification (manuelle) des réglages de l'appareil. Pour cela, un repère «Configuration Change Flag» est inséré pour chaque modification et peut être consulté et documenté via la communication HART. Les nouveaux réglages / paramètres de l'appareil peuvent eux aussi être consultés et documentés via la communication HART.

### **Journal de bord étendu**

Audit Trail permet d'enregistrer en plus des appels de fonction (CAL, CONFIG, SERVICE), certains messages Sensoface (minuteur cal, usure), ainsi que l'ouverture du boîtier.

## A

- «A» s'affiche à l'écran 24
- Accessoires 95
- Activation des options 91
- Affichage de la date et l'heure 83
- Affichage de la version logicielle 88
- Affichage des valeurs de mesure 87
- Affichage du numéro de série 88
- Affichage du type d'appareil 88
- Afficheur, sélection de l'afficheur principal 26
- Afficheur, symboles et couleurs 23
- Alarme : alarme de défaut 113
- Alarme : état 31
- Alarme : Sensocheck 68
- Alarme : surveillance du débit via l'entrée CONTROL 70
- Alarme : temporisation 68
- Alimentation 19
- Alimentation électrique : valeurs de l'alimentation réseau 9
- Application conductivité/température 20
- Audit Trail 118
- Autorange 51
- Autotest de l'appareil 86
- Auvent de protection 15

## B

- Boîtier 7
- Bornes : correspondance des bornes 18
- Bornes : vue d'ensemble schématique 12
- Bornes, exemples 11

## C

- Câblage 19
- Câblage : raccordement des capteurs : exemple 20
- Calibrage : point zéro 81
- Calibrage : saisie du facteur de cellule 80
- Calibrage : solution de calibrage 76
- Calibrage 75
- Calibrage du produit 78
- Calibrage du zéro 81
- Capteur : câblage 20
- Capteur : configuration 44
- Caractéristique logarithmique 54

Caractéristiques techniques 96  
CD-ROM 3  
Certificats : document supplémentaire 3  
Certificats : vue d'ensemble 17  
CIP, Clean in Process 49  
Clavier 22  
Code d'accès 128  
Code d'accès : explication 118  
Code de commande 95  
Codes d'accès 128  
Codes d'accès : configuration 91  
Codes d'accès : pour les modes de service 118  
Commande d'option 91  
Commande d'option : conditions préalables 88  
Compensation de température 63  
Compensation, introduction 8  
Compensation, réglages 62  
Composants du boîtier 13  
Configuration 28  
Configuration : alarme 68  
Configuration : capteur 44  
Configuration : compensation de température 62  
Configuration : constante de temps du filtre de sortie 56  
Configuration : courant de sortie avec Error et HOLD 58  
Configuration : cycles de nettoyage 48  
Configuration : données personnelles, modèle à copier 41  
Configuration : entrée CONTROL 66  
Configuration : groupes de menus 35  
Configuration : heure et date 72  
Configuration : nom du poste de mesure 72  
Configuration : sélection de la solution de concentration 46  
Configuration : Sensocheck 68  
Configuration : sortie courant 1 50  
Configuration : sortie courant 2 60  
Configuration : structure des menus 34  
Configuration : vue d'ensemble 37  
Configuration des codes d'accès 91  
Configurer la plage de courant de sortie 1 56  
Configurer la plage de courant de sortie 2 60  
Configurer le signal de sortie avec HOLD 59  
Connexion Ex Memosens 101

Consignes de sécurité 10  
Consignes de sécurité, document séparé 3  
Constante de temps du filtre de sortie 57  
CONTROL pour la mesure du débit 33  
CONTROL pour le changement du jeu de paramètres 33  
CONTROL, entrée de commutation libre de potentiel 66  
Contrôle capteur : affichage des valeurs mesurées en cours 87  
Contrôle capteur : en état HOLD actif 90  
Correspondance des bornes 18  
Couleur des signaux 23,  
Couleur des signaux : afficheur 27  
Couleurs à l'écran 27  
Courant de sortie avec Error et HOLD 58  
Courbes de concentration : -01- Solution de chlorure de sodium NaCl 107  
Courbes de concentration : -02- Acide chlorhydrique HCl 108  
Courbes de concentration : -03- Soude caustique NaOH 109  
Courbes de concentration : -04- Acide sulfurique H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 110  
Courbes de concentration : -05- Acide nitrique HNO<sub>3</sub> 111

## D

Date et heure, affichage 83  
Date et heure, utilisation 73  
Début du courant, Fin du courant 51  
Dépannage 113  
Diagnostic : autotest de l'appareil 86  
Diagnostic : contrôle capteur, valeurs mesurées en cours 87  
Diagnostic : données de calibrage 85  
Diagnostic : version logicielle 88  
Dimensions 14  
Documentation, fournitures 3  
Données de calibrage 85

## E

Electronic Signature 118  
Elimination et récupération 2  
Émetteur / récepteur IrDA : activation 90  
Émetteur / récepteur IrDA : caractéristiques techniques 99  
Émetteur / récepteur IrDA : emplacement 22  
Entrée CONTROL 32  
Entrées de commande 9  
Entrées de commande : compensation de température 64  
Entrées de commande : CONTROL 66

Entrées de commande : HOLD 31  
Erreur de calibrage 113  
Erreur de programmation 113  
Error Codes, messages d'erreur 114  
Etats de fonctionnement 92  
Exemple de câblage : SE 670 (sur RS-485) 20

## F

FDA 21 CFR Part 11, exigences relatives à l'appareil de mesure 118  
Filtre de sortie 56  
Fin du courant, Début du courant 51  
FLOW 67  
Fonctions de diagnostic 28  
Fournitures, documentation 3  
Fournitures, général 13

## G

Gamme de produits 95  
Garantie 2

## H

Heure : affichage 83  
Heure et date 73  
HOLD : comportement du signal de sortie 30  
HOLD : configuration du signal de sortie 59  
HOLD : déclenchement externe 31  
HOLD : déclenchement manuel 31  
HOLD : état 30  
HOLD : quitter 30  
Homologations, protection contre les explosions, caractéristiques techniques 101  
Homologations, protection contre les explosions, plaque signalétique 11

## I

Identification du type de protection 18  
Installation électrique 11  
Installation : consignes de sécurité 11  
Installation : correspondance des bornes 17  
Installation : Memosens 7  
Installation : zones à atmosphère explosible 11  
Interface utilisateur 22  
IrDA 22  
IrDA : caractéristiques techniques 99

IrDA : défauts possibles 113

IrDA : sélection 90

## J

Jeu de paramètres : affichage 83

Jeu de paramètres : basculement externe 35

Jeu de paramètres : basculement manuel 36

Jeu de paramètres : configuration du basculement externe 66

Jeu de paramètres : données de configuration personnelles 42

Jeu de paramètres A/B, introduction 35

Journal de bord 87

Journal de bord étendu, explications 118

Journal de bord étendu, via TAN 87

Journal de bord, affichage des enregistrements 87

Journal de bord, explication 8

## L

LAST, signal de sortie en état HOLD 30

## M

Marques déposées 127

meas, touche d'appel de la fonction 24

Menu de sélection, point de menu à l'écran 25

Message par l'entrée CONTROL 33

Messages Alarme et HOLD 33

Messages d'erreur 114

Mesure 83

Mesure de la concentration, plages de mesure 106

Mesure du débit 66

Mesure du débit, génération d'un message 33

Mesure, mode 24

Mise en service 10

Mode Diagnostic 84

Mode d'utilisation, marquage de la plaque signalétique 11

Mode d'utilisation, plaques signalétiques 18

Mode HOLD 30

Mode Service 89

Modes de service 28

Montage : boîtier 13

Montage : montage mural 14

Montage : possibilités 7

Montage sur mât 15

Montage sur tableau de commande 16

## N

Nom du poste de mesure («TAG») 73  
Noms protégés par le droit d'auteur 127  
Numéro de série 88  
Numéro de transaction (TAN) 91

## O

Obligation de spécification 11  
Options TAN : activation 91  
Options TAN : clés nécessaires 95  
Options, vue d'ensemble des options TAN 95

## P

PARSET 36  
Perte du code d'accès 91  
Plage de courant de sortie 1 56  
Plage de courant de sortie 2 60  
Plaques signalétiques 18  
Pré-réglage d'usine 37  
Protection contre les explosions 101  
Protection contre les explosions, plaque signalétique 11

## R

Raccordement du capteur 19  
Raccordement du capteur : exemple 20  
Réglage de l'afficheur standard 83  
Réglage sonde de température 82  
Réinitialisation aux réglages d'origine 91  
Renvoi sous garantie 2  
Rétroéclairage et symboles 23  
Rétroéclairage, explication 27

## S

Saisie des valeurs 25  
Saisie du facteur de cellule 80  
Saisie du TAN 91  
Schéma de fixation, montage de l'appareil 14  
Schéma de montage 14  
Sélection du mode 25  
Sélection du mode Calibrage 75  
Sélection du mode Mesure 44  
Sélection du type de capteur 44  
Sélection unité de température 46



Sensocheck : activation 68  
Sensocheck : signification des symboles 116  
Sensoface : origine du message d'erreur 113  
Sensoface : signification des symboles 116  
Service : activation des options 91  
Service : codes d'accès 91  
Service : connexion IrDA 90  
Service : contrôle capteur 90  
Service : perte du code d'accès 91  
Service : pré-réglage d'usine 91  
Service : spécification des sorties de courant 90  
Service 28  
Signal de sortie 21 mA en état HOLD 30  
Signal de sortie 22 mA en cas d'erreur 115  
Signal de sortie avec HOLD, configuration 59  
SIP 49  
Solutions de calibrage 104  
Sonde de température : compensation 82  
Sonde de température : sélection du type 44  
Sortie courant 1 58  
Sortie courant 2 60  
Spécifier la valeur du courant de sortie, mode Service 90  
Structure des menus 29  
Structure des menus de Configuration 34

## T

TAG 73  
TAN ambulatoire, en cas de perte du code d'accès 91  
TAN : activation des options 91  
Tension réseau 9  
Test afficheur 86  
Test du module 86  
Test EEPROM, auto-test de l'appareil 86  
Test FLASH 86  
Test RAM 86  
Texte d'info 114

## U

Utilisation conforme 7  
Utilisation en zones à atmosphère explosible 17  
Utilisation non-conforme 10

## **V**

Valeur du courant de défaut 58

Version logicielle 88

Vue d'ensemble : caractéristiques de l'appareil 7

Vue d'ensemble : correspondance des bornes 12

Vue d'ensemble des jeux de paramètres 42

## Termes protégés par le droit d'auteur

---

Les termes ci-après sont des marques déposées protégées par le droit d'auteur ; pour des raisons de simplification, elles sont mentionnées sans sigle dans le mode d'emploi.

Stratos®

Sensocheck®

Sensoface®

Memosens® est une marque déposée des sociétés Endress+Hauser Conducta GmbH et Knick Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG.

HART® est une marque déposée de HART Communications Foundation.

# Codes d'accès

Le menu SERVICE – CODES vous permet de définir des codes d'accès, afin de protéger l'accès à certaines fonctions.

Mode de service	Code d'accès
<b>Service (SERVICE)</b>	<b>5555</b>
<b>Diagnostic (DIAG)</b>	
<b>Mode HOLD</b>	
<b>Calibrage (CAL)</b>	
<b>Configuration (CONF)</b>	

---

**Knick**  
**Elektronische Messgeräte**  
**GmbH & Co. KG**



P.O. Box 37 04 15  
D-14134 Berlin

Tél.: +49 (0)30 - 801 91 - 0  
Fax.: +49 (0)30 - 801 91 - 200  
Internet : <http://www.knick.de>  
[knick@knick.de](mailto:knick@knick.de)